



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. Servizio Provveditorato
Tel. 0922407118
funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Piera Sciascia
pec. - forniture@pec.aspag.it
Prot. N. 137888 del 04-08-2021

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA
(ex art 29 D lgs 50/16 e smi)

Affidamento della fornitura di sistemi a pressione negativa per i PP.OO. Aziendali

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Viale della Vittoria, 321 - 92100- Agrigento

Oggetto del contratto: Affidamento della fornitura di sistemi a pressione negativa RENASYS TOUCH e PICO 7 produzione ditta Smith e Nephew corrente in Agrate Brianza.

Modalità di acquisto Procedura negoziata affidamento diretto ex art 63, comma 2 lett. B. 3 D. Lgs. 50/2016 e smi, che disciplinano le acquisizioni di beni e servizi senza pubblicazione di bando di gara per ragione di natura tecnica e di privativa industriale in quanto il prodotto è dotato di peculiarità specifiche che lo rendono infungibile che dovrebbero escludere la concorrenza.

Denominazione e recapito dell'operatore economico individuato : Ditta Unionfarma srl corrente in Palermo Via Cimabue 41 distributore esclusivista per zona.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale www.aspag.it. al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura sopra indicata di cui alle allegate caratteristiche tecniche che i sistemi devono possedere. In tal caso, l'operatore economico interessato dovrà far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it entro il termine perentorio del 12/08/2021 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare " l'equivalenza funzionale ", nonché l'eventuale prezzo di mercato.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato, sopra indicato, costituisca l'unico fornitore del prodotto di che trattasi, questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco

A) SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA STERILE E PRIVO DI CANISTER , CON SOFT-PORT DI CIRCA 25 CM PER L'UTILIZZO, SE NECESSARIO, SIA SOTTO BENDAGGIO, SIA IN PREVENZIONE DELLE SSC E SSI SU CAMPO OPERATORIO, CHE PER LE FERITE CHIRURGICHE DEIESCENTI MODERATAMENTE ESSUDATIVE.

- Il sistema deve erogare - 80 mmHg nominali sulla superficie della ferita, fino ad un massimo di sette giorni (168 ore), privo di contenitore di raccolta liquidi, ma comunque in grado di gestire mediamente 1,98 g/cm² /24h (da166 di essudato, costituito da una piccola pompa sterile portatile di piccole dimensioni 6,5 cm x 7 cm circa e dal peso inferiore a 120g , dotato di quattro indicatori luminosi indicanti: 1) terapia in erogazione; 2) batteria in esaurimento; 3) perdita d'aria; 4) Cambio medicazione. Funzionante con 2 batterie al litio, contenute all'interno di ciascun Kit, oltre a 12 strisce di fissaggio in film di poliuretano, tubicino per prolunga,clip per cintura, 2 medicazioni con almeno quattro strati di cui uno, costituito da fibre di poliestere intrecciate che consente alla pressione negativa la trasmissione del vuoto sulla ferita, soft-port antidecubito ed antibloccaggio.

- **Misure:**

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 10 x 20;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 10 x 30;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 10 x 40;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 15 x 15;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 15 x 20;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 15 x 30;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 20 x 20;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni cm 25 x 25;

Kit composto da: 1 Pompa sterile e 2 medicazioni multisite cm15x20;

Kit composto da: 1Pompa sterile e 2 medicazioni multisite cm 20x25;

Medicazioni per sistema a pressione negativa a scelta tra le misure sopra indicate

Medicazione NPWT in schiuma di poliuretano per ferite cavarie cm 10 x 13;

B) SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA CON APPARECCHIO TOUCH SCREEN CON INDICATORE DI FLUSSO AUTONOMIA DI ALMENO 16 ORE E KIT DI MEDICAZIONE CON DRENAGGIO ANTIDECUBITO EDANTIBLOCCAGGIO DI CIRCA 60 CM, PER TRATTAMENTO LESIONI CRONICHE E ADDOMI APERTI .

- Sistema per il trattamento di ferite difficili mediante la somministrazione controllata di pressione negativa sulla lesione, necessitante di Unica pompa validata sia per l'utilizzo in ospedale anche nell'eventuale utilizzo su addome aperto, sia per l'utilizzo presso il domicilio del paziente, con display touch screen, guida risoluzione allarmi, storico terapia dettagliato, controllo pressione a letto di ferita full line, indicatore di flusso che in caso di perdita della sigillatura, in tempo reale, facilita il lavoro di correzione da parte dell'operatore, abbreviando i tempi necessari alla medicazione , gancio letto asta, alimentata a batteria ricaricabile e a rete elettrica con autonomia di almeno 16ore. Il

sistema è costituito da:

Macchine per l'erogazione di pressione negativa in comodato d'uso gratuito;

- KIT MEDICAZIONE sterile costituito da garza conformabile antimicrobica con PHMB (PoliesametileneBiguanide), con drenaggio antidecubito ed antibloccaggio non inferiore a 60 cm, onde evitare decubiti ed ostruzioni, film trasparente in poliuretano cm 20 x 30, salviettina protettiva cute integra, flacone da 30 ml di soluzione salina 0,9% sterile non iniettabile e righello centimetrato in carta per la misurazione della ferita.

Misure:

- Kit Small con una garza di cotone con antisettico, cm 15x7 e n. 1 film in poliuretano
Kit Medium con due garze di cotone con antisettico, cm 15x7 e n. 1 film in poliuretano
Kit Large un Rotolo di garza di cotone con antisettico, cm 11,4 x 370 e n. 2 film in poliuretano
Kit XLarge due Rotoli di garza di cotone con antisettico, cm 11,4 x 370 e n. 3 film in poliuretano
- KIT MEDICAZIONE in schiuma di poliuretano a celle aperte, drenaggio antidecubito ed antibloccaggio non inferiore a 60 cm, onde evitare decubiti ed ostruzioni, film trasparente in poliuretano.

•

Misure:

- Kit Small con spugna di poliuretano cm 10x8x3 n1 film in poliuretano adesivo 20 x 30cm
Kit Medium con spugna di poliuretano cm20x12,5x3 n2 film in poliuretano adesivo 20x30cm
Kit Large con spugna di poliuretano cm25x15x3 n 3 film in poliuretano adesivo 20 x 30cm
Kit XLarge con spugna di poliuretano cm48x41x1,5 n6 film in poliuretano adesivo 20 x 30cm

- CANISTER raccogli fluidi con bustina solidificante :

Misure:

Canister da 300 ml circa
Canister da 800 ml circa.

- Kit sterile di medicazione addominale in schiuma con soft port , composto da:
n. 1 soft port per il drenaggio dell'essudato, con proprietà antibloccaggio e antidecubito, con connettore Quik Klik in nylon; n. 2 medicazioni in schiuma di poliuretano a celle aperte, sterile, misura 43 cm x 30 x 2,5 cm, pretagliate; n. 6 Film trasparenti in poliuretano, adesivo, sterile, misura 30 cm x 20 cm n. 1 organ protection layer (OPL) membrana di contatto a protezione degli organi, in poliuretano termoplastico, forma ellittica, dimensioni 80 cm x 66 cm , perforato.

Kit addominali

- PIASTRA BIADESIVA conformabile, traspirante e ritagliabile per un'efficace sigillatura della medicazione NPWT in aree anatomicamente difficili, come quella sacrale, composta da un foglio di idrogel adesivo che riveste una sottile struttura di supporto a matrice in poliestere. La piastra deve essere racchiusa tra due fogli semirigidi di poliestere siliconato che facilitano l'applicazione del prodotto e anche il suo eventuale modellamento.

Misura :

Piastre 10 x 7 cm circa

- CONNETTORE A Y per NPWT con connessione a scatto
- connettori a y
- DRENAGGIO ANTIBLOCCAGGIO ED ANTIDECUBITO di almeno 60cm con film adesivo in poliuretano e connettore a scatto.
Drenaggio antibloccaggio e antidecubito.