

CAPITOLATO TECNICO

Lotto 1	PER CHIRURGIA GENERALE:							
			Agrigento	Sciacca	Licata	Canicattì	Territorio	Totale complessivo
Numero progressivo voce del set	Descrizione	CND	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
	N. 1 SET DI STRUMENTARIO COSI' COMPOSTO:							
1	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	10		19
2	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	3		12
3	FORBICE LEXER RETTA 16 CM	L010403	1	6	5		10	22
4	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM	L010403	1	6	4		10	21
5	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM	L010403	1	6	2		10	19
6	FORBICE MAYO CURVA 14,5 CM	L0104	8	6	19		10	43
7	FORBICE MAYO CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	10	2	15		28
8	FORBICE MAYO CURVA 17 CM	L0104	8	14	15		10	47
9	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	10	2		1	14
10	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	10	2		2	15
11	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	14	2		2	19
12	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	10	2	21
13	FORBICE MAYO-NOBLE CURVA 16,5 CM	L0104	8	8	17		10	43
14	FORBICE METZENBAUM 23 CM CURVA CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA	L010403	1	10	2	10		23

15	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM A PUNTE SMUSSE CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA	L010403	1	4	2	5		12
16	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2			7
17	FORBICE METZENBAUM CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2			7
18	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	8	10	10	10	10	48
19	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	10	2			13
20	FORBICE 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO ANGOLATE A PUNTE ACUTE	L0104	1	8	2			11
21	FORBICE COTTLE ANGOLATA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1	6	2			9
22	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	2	6	4			12
23	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 21 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	2	6	4			12
24	FORBICE FOMON ANGOLATA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1	6	2			9
25	FORBICE LEXER CURVA 10 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2			9
26	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2			9
27	FORBICE METZENBAUM CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2			9

28	FORBICE METZENBAUM CURVA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2			9
29	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	4	6	3			13
30	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2			9
31	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	1			8
32	FORBICE METZENBAUM CURVA 26 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	4	4	5		10	23
33	FORBICE METZENBAUM CURVA 26 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	1			6
34	FORBICE METZENBAUM RETTA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2		2	9
35	FORBICE METZENBAUM RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2		2	9
36	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	8	10	18		10	46
37	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA A "S" 20,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	1	6	1			8
38	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	1			6
39	FORBICE METZENBAUM-LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	1			6
40	FORBICE METZENBAUM-THOREK 20 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	1			6
41	FORBICE METZENBAUM-THOREK 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2			7
42	FORBICE SIMS CURVA 20 CM CON	L01041199	1	4	2			7

	RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO							
43	FORBICE TIPO SIMS CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1	4	2			7
44	PINZA KANTROWITZ 20 CM	L031306	1	2	2			5
45	PINZA 12 CM A PUNTA CURVA DENTI 9X9	L031310	1	4	4		10	19
46	PINZA 12 CM A PUNTA RETTA DENTI 9X9	L031310	1	24	4	10	10	49
47	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI		1	6	2	4		13
48	PINZA AD OLIVA 12,5 CM	L031306	1	2	2			5
49	PINZA ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	4	2	6		13
50	PINZA ADSON 12 CM DENTI 2 X 3	L031310	1	4	2			7
51	PINZA ADSON-BROWN 12 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L031310	1	2	2			5
52	PINZA ALLIS-ATRAUMA 15,5 CM	L0408020301	4	4	4	8		20
53	PINZA ALLIS-ATRAUMA 20 CM	L0408020301	4	4	6			14
54	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM	L0313	8	2	23		10	43
55	PINZA ANATOMICA DI MEDIA LARGHEZZA 16 CM	L0313	1	4	8	20	10	43
56	PINZA ANATOMICA DI MEDIA LARGHEZZA 23 CM	L0313	8	4	15	10	10	47
57	PINZA ANATOMICA MINI-ADSON 12 CM	L0313	1	6	8		5	20
58	PINZA ANATOMICA STANDARD 14,5 CM	L0313	8	10	22		20	60
59	PINZA ANATOMICA STANDARD 16 CM	L0313	1	10	2		10	23
60	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	L0313	8	10	18	20	10	66
61	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	L0313	1	10	4		10	25
62	PINZA ANATOMICA STANDARD 23 CM	L0313	1	10	2		5	18
63	PINZA ANGOLATA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	6	2			9

64	PINZA ATRAUMA INTESTINALE DOYEN- BABY 18 CM CURVA	L0408020301	1	6	1			8
65	PINZA ATRAUMA INTESTINALE DOYEN- BABY 21 CM CURVA	L0408020301	1	6	1			8
66	PINZA ATRAUMA PER RETTO HAYES 27 CM	L0408020305	1	6	1			8
67	PINZA ATRAUMA PER RETTO HAYES 28 CM	L0408020305	1	6	1			8
68	PINZA ATRAUMA PER RETTO RESANO 28 CM	L0408020305	1	6	1			8
69	PINZA ATRAUMA PER RETTO VEIDENHEIMER 25 CM	L0408020305	1	6	1			8
70	PINZA BABCOCK- ATRAUMA 16 CM	L0408020301	4	8	8			20
71	PINZA BABCOCK- ATRAUMA 21 CM	L0408020301	4	8	8	8		28
72	PINZA BACKHAUS 11 CM	L031305	8	6	16	40		70
73	PINZA BACKHAUS 13 CM	L031305	8	10	16			34
74	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1	6	2	10		19
75	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	8	8	17			33
76	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM CON DENTI	L031306	1	2	2			5
77	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM SENZA DENTI	L031306	8	8	4			20
78	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1	4	1			6
79	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	1			6
80	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM CON DENTI	L031306	1	4	1			6
81	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	1			6
82	PINZA BOYS-ALLIS 15,5 CM CON 5 X 6 DENTI	L0408020301	1	8	2			11
83	PINZA BROWN 15 CM RETTA	L031310	1	2	2			5
84	PINZA CHIRURGICA STANDARD 14,5 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	8	8	22		20	58
85	PINZA CHIRURGICA STANDARD 16 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	8	4	20	20	53
86	PINZA CHIRURGICA STANDARD 18 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	8	8	16		20	52
87	PINZA CHIRURGICA STANDARD 20,5 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	6	2		10	19

88	PINZA CHIRURGICA STANDARD 23 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	10	1		10	22
89	PINZA CRAFOORD 24 CM A CURVATURA MEDIA CON MORSO A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1	6	1			8
90	PINZA CRILE CURVA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1	10	1			12
91	PINZA CRILE RETTA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1	10	1			12
92	PINZA CURVA HARTMANN 10 CM	L031306	1	8	1		10	20
93	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM	L0313	1	4	1			6
94	PINZA DI DUVAL 14 CM	L031310	1	4	1			6
95	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM CON DENTI	L031306	1	8	1			10
96	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM SENZA DENTI	L031306	1	8	1			10
97	PINZA DURANTE 25 CM	L031310	1	2	1	6		10
98	PINZA DUVAL 20,5 CM A PRESA LARGA	L0408020301	1	2	1			4
99	PINZA DUVAL 20,5 CM A PRESA STRETTA	L0408020301	1	2	1			4
100	PINZA FLETCHER (JAVERTS) CURVA AD "S" 24 CM	L031303	2	2	4			8
101	PINZA GEMINI 16 CM	L031310	4	8	4			16
102	PINZA GEMINI 18 CM	L031310	4	8	4			16
103	PINZA GEMINI 21 CM	L031310	4	8	4			16
104	PINZA GERALD 18 CM CON DENTELLATURA DI PRESA ATRAUMATICA E CON PERNO GUIDA	L0313	1	4	2			7
105	PINZA GLASSMAN CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 4 MM	L031310	1	4	2			7
106	PINZA GLASSMAN CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 8 MM	L031310	1	4	2			7
107	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1	4	2	12		19
108	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1	4	1			6
109	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	1	16	1			18

110	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 14 CM	L031306	1	4	1			6
111	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 18 CM	L031306	1	4	1			6
112	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 20,5 CM	L031306	1	4	1			6
113	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1	16	2			19
114	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1	4	1			6
115	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 12,5 CM	L031306	1	4	1	12		18
116	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 14,5 CM	L031306	1	4	5			10
117	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3	L031310	1	4	1			6
118	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2	L031310	1	10	1			12
119	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 3X4	L031310	1	10	1			12
120	PINZA INTESTINALE KOCHER 22 CM CURVA	L0408020301	2	8	2	20		32
121	PINZA KANTROWITZ 16 CM	L031306	1	6	1	1		9
122	PINZA KANTROWITZ 18 CM	L031306	1	6	1	1		9
123	PINZA KANTROWITZ 24 CM	L031306	1	6	1	1		9
124	PINZA KELLY CURVA 14 CM	L031306	8	8	12	100	20	148
125	PINZA KELLY RETTA 14,5 CM	L031306	1	8	1		20	30
126	PINZA KELLY-RANKIN CURVA 16 CM	L031306	1	10	1			12
127	PINZA KELLY-RANKIN RETTA 16 CM	L031306	1	10	1			12
128	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 14 CM	L031306	1	10	1	10	20	42
129	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	10	1		20	32
130	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	10	1		20	32
131	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 20 CM	L031306	1	10	1		4	16
132	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 22,5 CM	L031306	1	10	1		4	16
133	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 24 CM	L031306	1	10	1		4	16

134	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 26 CM	L031306	1	10	1		4	16
135	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1	8	1	20	6	36
136	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1	8	1		6	16
137	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 18,5 CM	L031306	1	10	1		6	18
138	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 20,5 CM	L031306	1	10	1		6	18
139	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 22,5 CM	L031306	1	10	1		6	18
140	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 24 CM	L031306	1	10	1		6	18
141	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 26 CM	L031306	1	10	1		6	18
142	PINZA KOCHER-NIPPON 14 CM CURVA	L031306	8	10	14		20	52
143	PINZA KOCHER-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	8	10	16		20	54
144	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	L031306	1	10	5		5	21
145	PINZA KOCHER-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	8	10	18		20	56
146	PINZA KOCHER-NIPPON 18,5 CM RETTA	L031306	1	10	5		20	36
147	PINZA LONG DENTATA 18,5 CM CON MORSO A STRIATURE LONGITUDINALI	L0509030201	1	4	3			8
148	PINZA MIKRO-ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	4	3			8
149	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	L0313	1	4	1			6
150	PINZA MIKRO- MOSQUITO CURVA CON DENTI 10 CM	L031306	1	8	1			10
151	PINZA MIKRO- MOSQUITO CURVA CON DENTI 12 CM	L031306	1	8	1			10
152	PINZA MIKRO- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 10 CM	L031306	8	12	14		5	39
153	PINZA MIKRO- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	8	12	14		5	39
154	PINZA MIKRO- MOSQUITO RETTA CON DENTI 10 CM	L031306	1	6	1			8
155	PINZA MIKRO- MOSQUITO RETTA CON DENTI 12 CM	L031306	1	6	1			8
156	PINZA MIKRO- MOSQUITO RETTA	L031306	1	6	1			8

	SENZA DENTI 10 CM							
157	PINZA MINI-ADSON RETTA 12 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	4	11		10	26
158	PINZA MIXTER 22,5 CM CON MORSI A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1	6	1			8
159	PINZA MIXTER 23 CM	L031310	1	6	1			8
160	PINZA MIXTER-BABY 13 CM CURVA FORTE	L031306	1	6	9		10	26
161	PINZA MIXTER-PAUL 20 CM	L031306	1	6	5			12
162	PINZA O'SHAUGNESSY 18,5 CM	L031310	1	6	9			16
163	PINZA O'SHAUGNESSY 20 CM	L031310	1	6	9			16
164	PINZA O'SHAUGNESSY 23 CM	L031310	1	6	1			8
165	PINZA PASSAFILI GEMINI-MIXER CM 18 CURVA	L031310	1	6	1		15	23
166	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 14 CM	L031306	1	8	1			10
167	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	8	1			10
168	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	6	1	6		14
169	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 20,5 CM	L031306	1	6	1			8
170	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 22 CM	L031306	1	6	1			8
171	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 24 CM	L031306	1	6	1			8
172	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 14,5 CM	L031306	1	6	1			8
173	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	8	1			10
174	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 18,5 CM	L031306	1	6	1			8
175	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 20,5 CM	L031306	1	6	1			8
176	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 22,5 CM	L031306	1	6	1			8
177	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 24 CM	L031306	1	6	1			8
178	PINZA PEAN AD OLIVA 13,5 CM CON PUNTA ANGOLATA	L031306	1	4	1			6

179	PINZA PEAN MODELLO FINE 14 CM CURVA	L031306	8	10	6			24
180	PINZA PEAN MODELLO FINE 16,5 CM CURVA	L031306	8	10	6			24
181	PINZA PEAN-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	1	6	1			8
182	PINZA PEAN-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	8	6	6			20
183	PINZA PEET 12 CM	L03130403	1	4	1			6
184	PINZA PER TAMPONI FOERSTER RETTA A MORSO ZIGRINATO 18 CM	L031303	4	6	4			14
185	PINZA PER TAMPONI FOERSTER RETTA A MORSO ZIGRINATO 20,5 CM	L031303	4	6	4	10		24
186	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	4	1			6
187	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	4	1			6
188	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	4	1	10		16
189	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	4	2			7
190	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1	4	1			6
191	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 3,5 MM	L0313	1	4	2			7
192	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 25 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	4	1			6
193	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 25 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1	4	1			6
194	PINZA RETTA HARTMANN 10 CM	L031306	1	6	1			8
195	PINZA WIKSTROEM 24,5 CM	L031306	1	6	1			8
196	PINZAZ HALSTED CURVA 24 CM	L031306	1	4	1			6
197	PORTAGHI BABY-OLSEN-HEGAR 12 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	1	20	5	29
198	PORTAGHI CARROLL 16 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	10	9			20
199	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	6	9			16
200	PORTAGHI CRILE-WOOD 20,5 CM CON MORSO AL	L0205	1	6	5	10		22

	CARBURO DI TUNGSTENO							
201	PORTAGHI DE BAKEY 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	6	5	6		18
202	PORTAGHI DE BAKEY 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	6	5			12
203	PORTAGHI DE BAKEY 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	4			9
204	PORTAGHI HEANEY 20,5 CM CON MORSO CURVO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	4			9
205	PORTAGHI HEGAR-BAUMGARTNER 13 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4	4	8	20		36
206	PORTAGHI MARTINI 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	6			11
207	PORTAGHI MARTINI 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	5			10
208	PORTAGHI MARTINI 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	4			9
209	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4	6	19		15	44
210	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4	10	14	20	10	58
211	PORTAGHI MAYO-HEGAR 20 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4	6	19		10	39
212	PORTAGHI MAYO-HEGAR 24 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4	10	19		5	38
213	PORTAGHI MAYO-HEGAR 26,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	6	11		5	23
214	PORTAGHI MICROVASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	6	3			10

215	PORTAGHI MICROVASCULAR 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	8	3			12
216	PORTAGHI MICROVASCULAR 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	8	3			12
217	PORTAGHI MICROVASCULAR 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	8	3			12
218	PORTAGHI MICROVASCULAR 26 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	8	3			12
219	PORTAGHI SAROT 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2			7
220	PORTAGHI SAROT 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2			7
221	PORTAGHI WEBSTER 13 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO PER AGHI DA 4-0 A 6-0	L0205	1	4	3			7
222	PORTAGHI WEBSTER 13 CM CON MORSO LISCIO AL CARBURO DI TUNGSTENO PER AGHI DA 6-0 A 12-0	L0205	1	4	1			6
223	AGO BOTTONUTO 2 X 45 MM	A0190	1	4	4	10		19
224	AGO BOTTONUTO MOCK	A0190	1	4	3	10		18
225	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO	V0402	1	4	17		30	52
226	TUBO D'ASPIRAZIONE BABY-YANKAUER 21 CM	A06010103	1	4	11			16
227	CANNULA BOTTONUTA 1,5 X 80 MM	A0190	1	4	1			6
228	CANNULA VOLLMAR 6 CM CURVA DIAMETRO 2,5 MM	A06010103	1	4	7			12
229	SET D'ASPIRAZIONE YANKAUER COMPOSTO DA MANICO, TRE TUBI 10 CM, UN TUBO 13,5 CM CON PUNTA CON FORI LATERALI, UN RACCORDO PER TUBO	A06010103	4	4	4	3		15
230	STRUMENTO DA RECUPERO LUNGO ALMENO 25 CM CON	L0399	1	4	1		10	16

	PUNTA MAGNETICA							
231	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 1,5 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1	4	1		4	10
232	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 2 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1	4	1			6
233	DILATATORE PER ANO ROSCHKE LUNGHEZZAOPERATIVA 70 MM	L040902	1	4	1			6
234	DIVARICATORE 33 CM 170 X 65 MM CON PORTALUCE A FIBRA OTTICA CON ADATTATORE PER CAVO	L031401	1	4	1	2		8
235	DIVARICATORE AUTOSTATICO BALFOUR 20 CM CON VALVE LATERALI FENESTRATE APERTURA 180 MM E VALVA CENTRALE 100 X 60 MM	L040901	2	4	2	1		9
236	DIVARICATORE AUTOSTATICO TIPO BALFOUR CON DUE COPPIE DI VALVE FENESTRATE INTERCAMBIABILI E VALVA CENTRALE	L03140101	1	4	1	1		7
237	BRACCIO PER MONTARE QUARTA VALVA SU DIVARICATORE BALFOUR	L031401	1	4	1	1		7
238	VALVA 183 X 51 MM PER DIVARICATORE BALFOUR	L031401	1	4	1	1		7
239	DIVARICATORE AUTOSTATICO CON APERTURA ALMENO 170 MM CON UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM FISSA ED UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM SCORREVOLE SU BARRA	L03140101	1	4	1			6
240	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER 13,5 CM 3 X 4 REBBI SMUSSI APERTURA 43 MM	L03140101	2	4	1			7
241	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER 16 CM 3 X 4 REBBI SMUSSI APERTURA 83 MM	L03140101	2	8	1	1		12
242	DIVARICATORE FRITSCH 23,5 CM CON MANICO FENESTRATO E VALVA 35 X 31 MM	L040901	1	4	1			6

243	DIVARICATORE LANGENBECK 21 CM 40 x 15 MM	L03140105	1	8	1			10
244	DIVARICATORE LANGENBECK-GREEN 16 CM 6 X 16 MM CON MANICO NON FENESTRATO	L03140105	4	4	2			10
245	DIVARICATORE LANGENBECK-GREEN 16 CM 6 X 25 MM CON MANICO NON FENESTRATO	L03140105	4	4	2			10
246	DIVARICATORE LANGENBECK-MINI 16 CM CON VALVA LARGA 6 MM E LUNGA NON OLTRE 15 MM	L03140105	1	4	1			6
247	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM	L03140105	1	4	1			6
248	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM	L03140105	1	4	1			6
249	SERIE DIVARICATORE MATHIEU 20 CM	L03140105	4	8	2	20		34
250	DIVARICATORE MALLEABILE GIL- VERNET 24 CM CON VALVA DA 4 MM	L03140105	1	4	1			6
251	DIVARICATORE MALLEABILE GIL- VERNET 24 CM CON VALVA DA 6 MM	L03140105	1	4	1	5		11
252	DIVARICATORE OLLIER A TRE REBBI 24,5 CM 37 X 30 MM	L03140105	1	6	1			8
253	DIVARICATORE RICHARDSON- EASTMANN 27,5 CM 43 X 38 MM + 63 X 44 MM	L03140105	8	8	4	1		21
254	DIVARICATORE ST. MARKS A PUNTA DRITTA	L040999	4	4	2			10
255	RETRATTORE KOERTE 100 X 45 MM	L031401	1	4	1			6
256	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA 6,3 MM E LUNGHEZZA ALMENO 42 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L03140105	1	4	1	1		7
257	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 7,1 MM LUNGHEZZA ALMENO 78 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L0999	1	4	1	1		7

258	RETRATTORE AD "U" A BAIONETTA 23 CM	L03140104	1	4	1			6
259	RETRATTORE DOPPIO MINI-ROUX 8 X 6 MM	L03140105	1	4	1			6
260	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 25 /175 X 25 CM 25	L031401	1	4	1			6
261	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 35 CM 25	L031401	1	4	1			6
262	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 50 CM 25	L031401	1	4	1			6
263	RIGA GRADUATA IN 50 CM	V030299	1	4	1			6
264	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1	6	1	5		13
265	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4	10	7		15	36
266	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4	10	7	5	10	36
267	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167 X 75 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4	10	7			21
268	SERRATUBI HOFFMANN	L031307	1	4	1			6
269	SONDA LOCKHART-MUMMERY 16,5 CM A CURVA FORTE	L031101	1	4	1			6
270	SONDA PER FISTOLA PRATT CM 21,5	L031101	1	4	2			7
271	SPECULO RETTALE BRINKERHOFF DIAMETRO DA 15 A 25 MM	L040902	1	4	1			6
272	SPECULO RETTALE BRINKERHOFF DIAMETRO DA 19 A 31 MM	L040902	1	4	1			6
273	SPILLA MAYO CON PALLINA 14 CM		1	4	1			6
	E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle							

	<p>forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative per marchio CE e Numero di Repertorio.</p> <p>Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e alla corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.</p>							
	<p>Deve essere presentata una scheda tecnica con una tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce, marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.</p>							
	<p>Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.</p>							
	<p>Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica.</p>							

	Potranno essere richiesti alle ditte concorrenti dei chiarimenti e ulteriore documentazione per il riscontro delle caratteristiche richieste, da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Inoltre sulla base di quanto offerto potrà essere richiesta una campionatura di alcune voci, che dovrà corrispondere ai prodotti offerti (stessa marca e codice dei prodotti offerti corrispondenti), da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.							
	Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.							

Lotto 2	PER GINECOLOGIA:							
			Agrigento	Sciacca	Licata	Canicatti	Territorio	Totale complessivo
Numero progressivo voce del set	Descrizione	CND	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
	SET DI STRUMENTARIO, COMPOSTO DA:							
1	CURETTA NOVAK 24,5 CM DA 4 MM	L050901	8	8	0	10	20	46
2	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 30,5 CM DA 8 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
3	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 31 CM DA 11 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
4	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 31 CM DA 9 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
5	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 31,5 CM DA 12 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
6	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 31,5 CM DA 14 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
7	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 32 CM DA 15 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
8	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 32 CM DA 16 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
9	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 32 CM DA 19 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
10	CURETTA UTERINA RECAMIER RIGIDA TAGLIENTE 32 CM DA 20 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
11	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 30,5 CM DA 8 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
12	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 31 CM DA 11 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
13	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 31 CM DA 9 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
14	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 31,5 CM DA 12 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
15	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 31,5 CM DA 14 MM	L050901	8	8	8	10	20	54

16	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 32 CM DA 15 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
17	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 32 CM DA 16 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
18	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 32 CM DA 19 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
19	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 32 CM DA 20 MM	L050901	8	8	8	10	20	54
20	DILATATORE UTERINO HEGAR 10,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
21	DILATATORE UTERINO HEGAR 4,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
22	DILATATORE UTERINO HEGAR 4,5 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
23	DILATATORE UTERINO HEGAR 5,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
24	DILATATORE UTERINO HEGAR 5,5 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
25	DILATATORE UTERINO HEGAR 6,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
26	DILATATORE UTERINO HEGAR 6,5 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
27	DILATATORE UTERINO HEGAR 7,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
28	DILATATORE UTERINO HEGAR 7,5 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
29	DILATATORE UTERINO HEGAR 8,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
30	DILATATORE UTERINO HEGAR 8,5 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
31	DILATATORE UTERINO HEGAR 9,0 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
32	DILATATORE UTERINO HEGAR 9,5 MM	L05090201	8	8	8	10	20	54
33	DIVARICATORE 33 CM 170 X 65 MM CON PORTALUCE A FIBRA OTTICA CON ADATTATORE PER CAVO	L031401	1	2	8	10	5	26
34	DIVARICATORE AUTOSTATICO BALFOUR- STANDARD CON VALVE LATERALI FENESTRATE APERTURA 230 MM E CON VALVA CENTRALE 68 X 85 MM	L040901	2	2	2	1	5	12
35	VALVA CENTRALE 68 X 85 MM	L040901	4	2	2		10	18
36	DIVARICATORE AUTOSTATICO CON APERTURA ALMENO 170 MM CON UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM FISSA ED UNA	L03140101	1	1	6		5	13

	VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM SCORREVOLE SU BARRA							
37	DIVARICATORE AUTOSTATICO TIPO BALFOUR CON DUE COPPIE DI VALVE FENESTRATE INTERCAMBIABILI E VALVA CENTRALE	L03140101	1	1	2		5	9
38	BRACCIO PER MONTARE QUARTA VALVA SU DIVARICATORE BALFOUR	L031401	1	2	2		5	10
39	VALVA 183 X 51 MM PER DIVARICATORE BALFOUR	L031401	1	2	2		5	10
40	DIVARICATORE DESMARRES 16 CM CON VALVA 8 MM	L03140105	1	2	2		5	10
41	DIVARICATORE FRITSCH 25,5 CM CON MANICO FENESTRATO E VALVA 53 X 85 MM	L040901	8	4	2		15	29
42	DIVARICATORE HOESEL 26 CM 120 X 30 MM CON MANICO FENESTRATO	L040901	10	10	8		20	48
43	DIVARICATORE LANGENBECK 21 CM 40 x 15 MM	L03140105	1	4	10	2	5	22
44	DIVARICATORE LANGENBECK 22 CM 50 X 11 MM CON MANICO NON FENESTRATO	L03140105	1	4	2		5	12
45	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 4 MM	L03140105	1	4	2	1	5	13
46	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 6 MM	L03140105	1	8	2	1	5	17
47	DIVARICATORE MIKULICZ 25 CM 125 X 50 MM	L040901	4	8	2	10	8	32
48	DIVARICATORE MIKULICZ 25 CM 160 X 50 MM	L040901	4	4	4	10	8	30
49	DIVARICATORE OLLIER A TRE REBBI 24,5 CM 37 X 30 MM	L03140105	1	4	4		5	14
50	DIVARICATORE VAGINALE AUTOSTATICO JOLL	L03140101	1	6	2	1	5	15
51	DIVARICATORE VAGINALE BREISKY 130 X 20 MM	L059001	10	6	2	1	15	34
52	DIVARICATORE VAGINALE BREISKY 130 X 40 MM	L059001	8	6	9	1	15	39
53	DIVARICATORE VAGINALE BREISKY 160 X 40 MM	L059001	8	2	8	1	15	34
54	CALIBRO 23,5 CM CON CAMPO DI MISURA 155 MM	V030201	1	4	8	1	5	19

55	FORBICE LEXER CURVA 10 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
56	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2	1	5	13
57	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
58	FORBICE LEXER RETTA 16 CM	L010403	1	4	2	1	5	13
59	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM	L010403	1	6	2	1	5	15
60	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM	L010403	1	6	2	1	5	15
61	FORBICE MAYO CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	2	1	5	15
62	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	2		5	14
63	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	15	6	2		30	53
64	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	20	1	10	38
65	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	4	1	10	22
66	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	10	20
67	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 21 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	10	20
68	FORBICE GORNEY RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	10	20
69	FORBICE KELLY CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	2	1	10	20
70	FORBICE MAYO-NOBLE CURVA 16,5 CM	L0104	1	6	2	1	10	20
71	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	2	1	10	16
72	FORBICE METZENBAUM CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	2	1	10	16

73	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	12	12	2	1	15	42
74	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	12	1	5	25
75	FORBICE METZENBAUM CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
76	FORBICE METZENBAUM CURVA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	8	6	2	1	15	32
77	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	8	6	8	1	15	38
78	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	8	1	8	24
79	FORBICE METZENBAUM RETTA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	8	18
80	FORBICE METZENBAUM RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	5	1	8	21
81	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA A "S" 20,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	1	6	2	1	5	15
82	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
83	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA AD "S" 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
84	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA AD "S" 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
85	FORBICE METZENBAUM- LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	2	1	5	15
86	FORBICE METZENBAUM- NELSON RETTA 18 CM A	L010403	1	4	2	1	5	13

	PUNTE ACUTE							
87	FORBICE METZENBAUM-THOREK 20 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	4	1	5	15
88	FORBICE METZENBAUM-THOREK 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2	1	5	13
89	FORBICE RAGNELL CURVA 12,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2	1	5	13
90	FORBICE REYNOLDS CURVA 18 CM	L010403	1	4	2	1	10	18
91	FORBICE SIMS CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1	4	2	1	4	12
92	FORBICE TIPO SIMS CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1	4	2		4	11
93	FORBICE TIPO TOENNIS-ADSON CURVA 17,5 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO DI CUI UNA AFFILATA A SCALPELLO	L010403	1	4	2	1	4	12
94	FORBICE TOENNIS-ADSON CURVA 14,5 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	2		4	11
95	ISTEROMETRO SIMS 33 CM 4 MM MALLEABILE	L05090501	8	8	2	10	20	48
96	MANICO BISTURI DA 26 CM PER LAME TIPO FIG. 11	L010103	1	4	9		10	24
97	PINZA KANTROWITZ 20 CM	L031306	1	4	2	1	5	13
98	PINZA 12 CM A PUNTA CURVA DENTI 9X9	L031310	1	4	2	1	5	13
99	PINZA 12 CM A PUNTA RETTA DENTI 9X9	L031310	1	4	2	1	5	13
100	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI		1	4	2	1	5	13
101	PINZA ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1	L031310	1	4	2	1	5	13

	X 2							
102	PINZA ADSON 12 CM DENTI 2 X 3	L031310	1	4	2	1	5	13
103	PINZA ALLIS 15,5 CM CON 4 X 5 DENTI	L0408020301	24	10	2	1	40	77
104	PINZA ALLIS-ATRAUMA 20 CM	L0408020301	1	10	22	1	5	39
105	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM	L0313	1	4	2		10	17
106	PINZA ANATOMICA MINI- ADSON 12 CM	L0313	1	4	2		10	17
107	PINZA ANATOMICA STANDARD 16 CM	L0313	1	4	2		10	17
108	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	L0313	15	8	2	10	30	65
109	PINZA ANATOMICA STANDARD 23 CM	L0313	10	8	17		30	65
110	PINZA ANATOMICA STANDARD 23 CM	L0313	1	8	17		10	36
111	PINZA ANATOMICA STANDARD 25 CM	L0313	1	4	2	10	10	27
112	PINZA BABCOCK- ATRAUMA 21 CM	L0408020301	1	4	2		5	12
113	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1	4	2		5	12
114	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	2		5	12
115	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM CON DENTI	L031306	1	4	2		5	12
116	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	2		5	12
117	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1	4	2		5	12
118	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	2		5	12
119	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM CON DENTI	L031306	1	4	2		5	12
120	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	2		5	12
121	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 1 MM	L180401	1	4	2	1	5	13
122	CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTO BIPOLARE CON UNA SPINA 8 MM CON PIN INTERNO 2 MM E UNA SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE	K02010203	1	4	2	1	5	13

	RETTANGOLARE PER ALTERNARE L'USO DI PINZE BIPOLARI E FORBICI BIPOLARI							
123	FORBICE BIPOLARE STANDARD CON CONNETTORE POSTO SU UN SOLO ANELLO PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 24 CM	L180201	1	4	2	2	4	13
124	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1	4	2		4	11
125	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 23,5 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1	4	2	1	10	18
126	PINZA BOYS-ALLIS 15,5 CM CON 5 X 6 DENTI	L0408020301	1	8	2		5	16
127	PINZA BROWN 15 CM RETTA	L031310	1	4	2		5	12
128	PINZA CHIRURGICA STANDARD 16 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	6	2	10	5	24
129	PINZA CHIRURGICA STANDARD 18 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	10	2	10	5	28
130	PINZA CHIRURGICA STANDARD 23 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	6	2	2	5	16
131	PINZA CHIRURGICA STANDARD 25 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	6	2		5	14
132	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 4 MM	L031310	1	6	2	1	5	15
133	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 8 MM	L031310	1	6	2	1	5	15
134	PINZA CRAFOORD 24 CM A CURVATURA MEDIA CON MORSO A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1	6	2	1	5	15
135	PINZA CRILE CURVA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1	4	2	1	5	13

136	PINZA CURVA HARTMANN 10 CM	L031306	2	4	2	1	8	17
137	PINZA DA DISSEZIONE RESANO 23 CM	L0313	1	4	3	1	4	13
138	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM	L0313	1	4	2		4	11
139	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM CON DENTI	L031306	1	4	2		4	11
140	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	2		4	11
141	PINZA DURANTE 25 CM	L031310	1	4	2	4	4	15
142	PINZA FAURE CURVA FORTE 21 CM	L031310	16	10	2		30	58
143	PINZA FLETCHER (JAVERTS) CURVA AD "S" 24 CM	L031303	1	2	18		5	26
144	PINZA FOERSTER 25 CM A MORSO FENESTRATO STRETTO	L031303	1	2	2	1	4	10
145	PINZA FOERSTER A MORSO FINO RETTA 25 CM	L031303	8	4	2	1	10	25
146	PINZA GEMINI 16 CM	L031310	1	10	8	1	5	25
147	PINZA GERALD 18 CM CON DENTELLATURA DI PRESA ATRAUMATICA E CON PERNO GUIDA	L0313	1	4	2	1	5	13
148	PINZA GREEN 16,5 CM CON PORTA-TUBO	L031307	1	2	2	2	5	12
149	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	2	10	2	2	6	22
150	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 14 CM	L031306	2	10	3	2	6	23
151	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 18 CM	L031306	1	10	3	2	5	21
152	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 20,5 CM	L031306	1	4	2	2	5	14
153	PINZA HALSTED- MOSQUITO RETTA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1	10	2	2	5	20
154	PINZA HALSTED- MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 18,5 CM	L031306	1	10	2	2	5	20
155	PINZA HALSTED- MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 21 CM	L031306	1	4	2	2	5	14
156	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3	L031310	1	4	2	2	5	14
157	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2	L031310	1	4	2	2	5	14

158	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 3X4	L031310	1	4	2	2	5	14
159	PINZA HEANEY A 1 DENTE 21,5 CM	L0509030201	16	6	2	2	30	56
160	PINZA JONES CON PORTA TUBO 8,5 CM	L031307	1	4	18	2	5	30
161	PINZA KANTROWITZ 16 CM	L031306	1	6	2	2	5	16
162	PINZA KANTROWITZ 18 CM	L031306	1	6	2	2	5	16
163	PINZA KANTROWITZ 24 CM	L031306	1	6	2	2	5	16
164	PINZA KELLY A CURVA LEGGERA 22,5 CM	L031310	20	12	2		40	74
165	PINZA KELLY-RANKIN CURVA 16 CM	L031306	1	12	20	2	8	43
166	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 14 CM	L031306	1	8	2		8	19
167	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	10	2		8	21
168	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	6	2		8	17
169	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 20 CM	L031306	20	6	2		30	58
170	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 22,5 CM	L031306	1	6	20		10	37
171	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 24 CM	L031306	1	6	2		10	19
172	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	20	6	2	20	30	78
173	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	50	20		10	91
174	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 18,5 CM	L031306	40	20	2	0	60	122
175	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 20,5 CM	L031306	1	6	40	1	8	56
176	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 22,5 CM	L031306	1	6	2	1	8	18
177	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 24 CM	L031306	1	6	2	1	8	18
178	PINZA KOCHER-NIPPON 14,5 CM RETTA	L031306	1	6	2	1	8	18
179	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	L031306	1	6	2	1	8	18
180	PINZA KOCHER-NIPPON 18,5 CM RETTA	L031306	1	6	2	1	8	18
181	PINZA MIKRO-ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	4	2	1	8	16
182	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	L0313	1	4	2	1	8	16

183	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA CON DENTI 10 CM	L031306	2	6	2	2	10	22
184	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA CON DENTI 12 CM	L031306	2	6	4	2	10	24
185	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	2	6	3	2	10	23
186	PINZA MINI-ADSON RETTA 12 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	4	3	1	5	14
187	PINZA MIXTER 22,5 CM CON MORSI A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	6	6	2	6	10	30
188	PINZA MIXTER 23 CM	L031310	1	6	8	1	5	21
189	PINZA MIXTER 26 CM CON MORSI A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	6	10	2	6	15	39
190	PINZA MIXTER-PAUL 20 CM	L031306	1	4	8	1	5	19
191	PINZA MOYNIHAN 23 CM A PUNTA GROSSA	L0509030201	10	6	2	10	20	48
192	PINZA O'SHAUGNESSY 18,5 CM	L031310	1	4	11	1	5	22
193	PINZA O'SHAUGNESSY 20 CM	L031310	1	4	2	1	5	13
194	PINZA O'SHAUGNESSY 23 CM	L031310	1	4	2	1	5	13
195	PINZA PASSAFILI GEMINI- MIXER CM 18 CURVA	L031310	1	8	2	1	5	17
196	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 16,5 CM	L031306	50	50	2	50	80	232
197	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	10	60	1	5	77
198	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 20,5 CM	L031306	1	10	2	1	5	19
199	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 24 CM	L031306	6	10	2	3	15	36
200	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	50	8	1	5	65
201	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 22,5 CM	L031306	20	10	2	10	30	72
202	PINZA PEAN AD OLIVA 13,5 CM CON PUNTA ANGOLATA	L031306	1	4	22	1	5	33
203	PINZA PEAN-NIPPON 14 CM CURVA	L031306	1	4	2	1	5	13
204	PINZA PEAN-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	1	4	2	1	5	13
205	PINZA PEAN-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	1	4	2	1	5	13
206	PINZA PER TAMPONI BERGMANN 24 CM	L031303	60	4	2	30	80	176
207	PINZA PER UTERO SCHROEDER 25,5 CM	L050903	24	30	66	18	35	173

208	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	4	23	1	5	34
209	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	4	2	1	5	13
210	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	4	2	1	5	13
211	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	15	10	2	1	25	53
212	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1	4	16	1	5	27
213	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 25 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	6	10	2	1	15	34
214	PINZA WERTHEIM CURVA FORTE CON DENTI 22,5 CM	L0509030201	10	10	8	10	20	58
215	PINZA WIKSTROEM 21 CM	L031306	12	6	12	10	20	60
216	PINZA WIKSTROEM 24,5 CM	L031306	1	6	13	1	15	36
217	PINZAZ HALSTED CURVA 24 CM	L031306	1	4	2	1	15	23
218	PINZAZ HALSTED RETTA 24 CM	L031306	1	4	2	1	15	23
219	PORTAGHI BABY-OLSEN-HEGAR 12 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	10	2	1	15	29
220	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
221	PORTAGHI DE BAKEY 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
222	PORTAGHI DE BAKEY 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
223	PORTAGHI DE BAKEY 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
224	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 18,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
225	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
226	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
227	PORTAGHI MARTINI 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
228	PORTAGHI MARTINI 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13

229	PORTAGHI MARTINI 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
230	PORTAGHI MARTINI 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
231	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	5	13
232	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	24	20	2	1	30	77
233	PORTAGHI MAYO-HEGAR 20 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	8	10	24	1	15	58
234	PORTAGHI MAYO-HEGAR 24 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	8	10	8	1	15	42
235	PORTAGHI MICROVASCULAR 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	8	1	10	24
236	PORTAGHI MICROVASCULAR 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	10	18
237	PORTAGHI MICROVASCULAR 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	0	8
238	PORTAGHI MICROVASCULAR 26 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	10	18
239	PORTAGHI SAROT 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	2	1	10	18
240	PROTEZIONE IN METALLO CON SISTEMA PER TENERE UNA FORBICE BIPOLARE CON LE BRANCHE BLOCCATE IN POSIZIONE APERTA E CON LE LAME PROTETTE DA URTI DURANTE LA STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE	L1899	1	10	2	1	2	16
241	RETRATTORE KOERTE 100 X 45 MM	L031401	1	4	2	1	4	12
242	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA 6,3 MM E LUNGHEZZA ALMENO 42 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L03140105	1	4	2	1	4	12
243	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 7,1 MM	L0999	1	4	2	1	4	12

	LUNGHEZZA ALMENO 78 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA							
244	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 25 /175 X 25 CM 25	L031401	1	4	2	1	4	12
245	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 35 CM 25	L031401	1	4	2	1	4	12
246	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 50 CM 25	L031401	1	4	2	1	4	12
247	RIGA GRADUATA IN 50 CM	V030299	1	4	2	1	5	13
248	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116 X 50 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	10	20	2	1	30	63
249	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	10	10	11	10	30	71
250	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	5	10	11	5	10	41
251	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167 X 75 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	10	7	1	5	24
252	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM	L03140105	1	6	2	1	4	14
253	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM	L03140105	1	6	2	1	4	14
254	SERIE DIVARICATORE MATHIEU 20 CM	L03140105	8	10	2	8	4	32
255	SERRATUBI HOFFMANN	L031307	1	2	9	1	4	17
256	SET KALLMORGEN SPECOLO E VALVA 70 MM	L059001	1	2	2	1	4	10
257	SET KALLMORGEN SPECOLO E VALVA 90 MM	L059001	1	2	2	1	4	10
258	SONDA A FOGLIA DI MIRTO DIAMETRO 2,0 MM 20 CM	L031101	1	2	2	1	4	10
259	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330 X 40 MM	L031402	1	4	2	1	4	12
260	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330 X 50 MM	L031402	4	4	2	4	10	24
261	SPECOLO VAGINALE AUVARD 23,5 CM CON PESO SMONTABILE E VALVA 75 X 43 MM	L059001	2	2	4	2	10	20
262	SPECOLO VAGINALE KALLMORGEN 90 X 40 MM	L059001	10	2	3	10	20	45
263	SPECULO VAGINALE DE VILBISS CON DUE VITI DI REGOLAZIONE	L059001	1	2	11	1	4	19
264	SPILLA MAYO CON PALLINA 14 CM		1	2	2	1	4	10
265	STRUMENTO DA RECUPERO LUNGO	L0399	1	2	2	1	4	10

	ALMENO 25 CM CON PUNTA MAGNETICA							
266	TIRAMIOMI DOYEN 15 CM DIAMETRO 25 MM	V9099	2	6	2	2	6	18
267	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 1,5 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1	2	3	1	4	11
268	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 2 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1	2	2	1	4	10
269	VALVA VAGINALE KALLMORGEN 90 X 37 MM	L059001	10	6	2	1	20	39
270	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO	V0402	1	10	11	1	10	33
271	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 X 140 X 40 MM		6	20	2	6	15	49
	E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative per marchio CE e Numero di Repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e alla corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.							
	Deve essere presentata una scheda tecnica con una tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce, marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.							

	Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.							
	Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica.							
	Potranno essere richiesti alle ditte concorrenti dei chiarimenti e ulteriore documentazione per il riscontro delle caratteristiche richieste, da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Inoltre sulla base di quanto offerto potrà essere richiesta una campionatura di alcune voci, che dovrà corrispondere ai prodotti offerti (stessa marca e codice dei prodotti offerti corrispondenti), da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.							
	Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.							

Lotto 3	PER UROLOGIA:							
			Agrigento	Sciacca	Licata	Canicatti	Territorio	Totale complessivo
Numero progressivo voce del set	Descrizione	CND	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
	N. 1 SET COMPOSTO DA:							
1	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	8	0	1		10
2	FORBICE MAYO STILLE CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	4	0	1		6
3	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	0	1		8
4	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	0	1		8
5	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
6	FORBICE MAYO-NOBLE CURVA 16,5 CM	L0104	1	4	0	1		6
7	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
8	FORBICE METZENBAUM CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
9	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
10	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
11	FORBICE METZENBAUM CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
12	FORBICE METZENBAUM CURVA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6

13	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
14	FORBICE METZENBAUM CURVA 31 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
15	FORBICE METZENBAUM CURVA 31 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
16	FORBICE METZENBAUM RETTA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
17	FORBICE METZENBAUM RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
18	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA A "S" 20,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	1	4	0	1		6
19	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
20	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA AD "S" 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
21	FORBICE METZENBAUM- FINO CURVA AD "S" 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
22	FORBICE METZENBAUM- LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
23	FORBICE METZENBAUM- THOREK 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
24	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
25	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 21 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
26	FORBICE GORNEY RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
27	FORBICE KELLY CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	0	1		8
28	FORBICE LEXER CURVA 10 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4

29	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
30	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
31	FORBICE LEXER RETTA 16 CM	L010403	1	6	0	1		8
32	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM	L010403	1	6	0	1		8
33	FORBICE MAYO CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	0			7
34	FORBICE SIMS CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1	6	0	1		8
35	FORBICE TIPO SIMS CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1	2	0	1		4
36	FORBICE TOENNIS-ADSON CURVA 14,5 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
37	MANICO BISTURI DA 26 CM PER LAME TIPO FIG. 11	L010103	1	2	0	1		4
38	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	L010103	2	8	0	2		12
39	PINZA KANTROWITZ 20 CM	L031306	1	6	0	1		8
40	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI		1	2	0	1		4
41	PINZA ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
42	PINZA ALLIS-ATRAUMA 20 CM	L0408020301	1	6	0	1		8
43	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM	L0313	1	6	0	1		8
44	PINZA ANATOMICA MINI-ADSON 12 CM	L0313	1	6	0	1		8
45	PINZA ANATOMICA STANDARD 16 CM	L0313	1	6	0	1		8
46	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	L0313	1	6	0	1		8

47	PINZA ANATOMICA STANDARD 23 CM	L0313	1	6	0	1		8
48	PINZA ATRAUMA BULLDOG DE BAKEY AL TITANIO CURVA 8 CM	L0708010101	1	2	0	1		4
49	PINZA ATRAUMA BULLDOG DE BAKEY AL TITANIO CURVA 9 CM	L0708010101	1	2	0	1		4
50	PINZA ATRAUMA DE BAKEY A CURVA FORTE 27 CM CON MORSO DENTELLATO SOLO IN PUNTA	L07080199	2	2	0	2		6
51	PINZA BABCOCK- ATRAUMA 21 CM	L0408020301	1	2	0	1		4
52	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1	2	0	1		4
53	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	6	8	0	6		20
54	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM CON DENTI	L031306	1	2	0	1		4
55	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM SENZA DENTI	L031306	1	6	0	1		8
56	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	0	1		6
57	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 1 MM	L180401	1	2	0			3
58	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1	2	0	1		4
59	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 23,5 CM, , PUNTE DA 2 MM	L180401	1	2	0	1		4
60	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 30 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1	2	0			3

61	PINZA BOYS-ALLIS 15,5 CM CON 5 X 6 DENTI	L0408020301	1	4	0	1		6
62	PINZA CHIRURGICA STANDARD 16 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	10	0	1		12
63	PINZA CHIRURGICA STANDARD 18 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	10	0	1		12
64	PINZA CHIRURGICA STANDARD 23 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	6	0	1		8
65	PINZA CHIRURGICA STANDARD 25 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	6	0	1		8
66	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 4 MM	L031310	1	2	0	1		4
67	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 8 MM	L031310	1	2	0	1		4
68	PINZA CRAFOORD 24 CM A CURVATURA MEDIA CON MORSO A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1	2	0	1		4
69	PINZA DA DISSEZIONE RESANO 23 CM	L0313	1	6	0	1		8
70	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM	L0313	1	4	0	1		6
71	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM CON DENTI	L031306	1	4	0			5
72	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM SENZA DENTI	L031306	1	4	0	1		6
73	PINZA DURANTE 25 CM	L031310	1	2	0	1		4
74	PINZA FAURE CURVA FORTE 21 CM	L031310	2	4	0	1		7
75	PINZA FLETCHER (JAVERTS) CURVA AD "S" 24 CM	L031303	1	2	0	1		4
76	PINZA GEMINI 16 CM	L031310	1	10	0	1		12
77	PINZA GERALD 18 CM CON PERNO GUIDA E MORSO DI PRESA LARGO 1,2 MM CON DENTELLATURA ATRAUMATICA	L0313	1	4	0	1		6
78	PINZA GREEN 16,5 CM CON PORTA-TUBO	L031307	1	2	0	1		4
79	PINZA GUYON 24 CM	L031310	4	2	0	4		10
80	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	1	2	0	1		4
81	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 18 CM	L031306	1	2	0	1		4

82	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
83	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3	L031310	1	2	0	1		4
84	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2	L031310	1	4	0	1		6
85	PINZA JONES CON PORTA TUBO 8,5 CM	L031307	1	2	0	1		4
86	PINZA KANTROWITZ 16 CM	L031306	1	2	0	1		4
87	PINZA KANTROWITZ 18 CM	L031306	1	2	0	1		4
88	PINZA KANTROWITZ 24 CM	L031306	1	2	0	1		4
89	PINZA KELLY PER POLIPI UTERINI 31,5 CM	L050903	3	4	0	1		8
90	PINZA KELLY-RANKIN CURVA 16 CM	L031306	1	2	0	1		4
91	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 14 CM	L031306	1	4	0	1		6
92	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	8	0	1		10
93	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
94	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 20 CM	L031306	1	4	0	1		6
95	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 22,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
96	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 24 CM	L031306	1	4	0	1		6
97	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
98	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	8	0	1		10
99	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
100	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 18,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
101	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 20,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
102	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 22,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
103	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 24 CM	L031306	1	4	0	1		6
104	PINZA KOCHER-NIPPON 14,5 CM RETTA	L031306	1	4	0	1		6
105	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	L031306	1	4	0	1		6
106	PINZA KOCHER-NIPPON 18,5 CM RETTA	L031306	1	4	0	1		6
107	PINZA MIKRO-ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
108	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	L0313	1	8	0	1		10

109	PINZA MINI-ADSON RETTA 12 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
110	PINZA MIXTER 22,5 CM CON MORSI A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1	6	0	1		8
111	PINZA MIXTER 23 CM	L031310	1	2	0	1		4
112	PINZA MIXTER-PAUL 20 CM	L031306	1	2	0	1		4
113	PINZA O'SHAUGNESSY 18,5 CM	L031310	1	2	0	1		4
114	PINZA O'SHAUGNESSY 20 CM	L031310	1	2	0	1		4
115	PINZA O'SHAUGNESSY 23 CM	L031310	1	2	0	1		4
116	PINZA PASSAFILI GEMINI- MIXER CM 18 CURVA	L031310	1	6	0	1		8
117	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	6	0	1		8
118	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
119	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 20,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
120	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
121	PINZA PEAN AD OLIVA 13,5 CM CON PUNTA ANGOLATA	L031306	1	2	0	1		4
122	PINZA PEAN-NIPPON 14 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
123	PINZA PEAN-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
124	PINZA PEAN-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
125	PINZA RANDALL PER CALCOLI RENALI 18,5 CM FIG. 4	L031399	1	4	0	1		6
126	PINZA RANDALL PER CALCOLI RENALI 19 CM FIG. 3	L031399	1	4	0	1		6
127	PINZA RANDALL PER CALCOLI RENALI 21 CM FIG. 2	L031399	1	4	0	1		6
128	PINZA RANDALL PER CALCOLI RENALI 23 CM FIG. 1	L031399	1	4	0	1		6
129	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	2	0	1		4
130	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	2	0	1		4
131	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	2	0	1		4
132	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	2	0	1		4
133	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1	2	0	1		4

134	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 25 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	4	2	0	1		7
135	PINZA VASCOLARE ATRAUMA COOLEY 31,5 CM LEGGERMENTE CURVA AD "S"	L07080199	1	2	0	1		4
136	PINZA WERTHEIM CURVA FORTE CON DENTI 22,5 CM	L0509030201	4	4	0	1		9
137	PINZA WIKSTROEM 24,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
138	PINZAZ HALSTED CURVA 24 CM	L031306	1	2	0	1		4
139	PINZAZ HALSTED RETTA 24 CM	L031306	1	2	0	1		4
140	PINZA BACKHAUS 11 CM	L031305	8	6	0	8		22
141	PINZA BACKHAUS 13 CM	L031305	8	6	0	8		22
142	AGO BOTTONUTO MOCK	A0190	6	6	0	6		18
143	PORTAGHI 18 CM CON IMPUGNATURA TONDA APERTURA A MOLLA CON FERMO E MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO RETTO	L0205	2	4	0	2		8
144	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
145	PORTAGHI DE BAKEY 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
146	PORTAGHI DE BAKEY 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
147	PORTAGHI DE BAKEY 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
148	PORTAGHI DERF 12 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	2	4	0	1		7
149	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 18,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	0	1		6
150	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	4	0	1		6
151	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
152	PORTAGHI MARTINI 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
153	PORTAGHI MARTINI 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
154	PORTAGHI MARTINI 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4

155	PORTAGHI MARTINI 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
156	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
157	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
158	PORTAGHI MAYO-HEGAR 20 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
159	PORTAGHI MAYO-HEGAR 24 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
160	PORTAGHI MAYO-HEGAR 26,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
161	PORTAGHI MICROVASCULAR 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
162	PORTAGHI MICROVASCULAR 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
163	PORTAGHI MICROVASCULAR 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
164	PORTAGHI MICROVASCULAR 26 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
165	PORTAGHI SAROT 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
166	RETRATTORE KOERTE 100 X 45 MM	L031401	1	2	0	1		4
167	CURETTA UTERINA SIMS RIGIDA SMUSSA 35 CM DA 40 MM	L050901	2	4	0	2		8
168	DIVARICATORE 33 CM 170 X 65 MM CON PORTALUCE A FIBRA OTTICA CON ADATTATORE PER CAVO	L031401	1	2	0	1		4
169	DIVARICATORE AUTOSTATICO CON APERTURA ALMENO 170 MM CON UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM FISSA ED UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM SCORREVOLE SU BARRA	L03140101	1	2	0	1		4
170	DIVARICATORE AUTOSTATICO TIPO BALFOUR CON DUE COPPIE DI VALVE	L03140101	1	2	0	1		4

	FENESTRATE INTERCAMBIABILI E VALVA CENTRALE							
171	BRACCIO PER MONTARE QUARTA VALVA SU DIVARICATORE TIPO BALFOUR	L031401	1	2	0	1		4
172	VALVA 183 X 51 MM PER DIVARICATORE TIPO BALFOUR	L031401	1	2	0	1		4
173	DIVARICATORE BRUNNER 25,5 CM 120 X 25 MM ANGOLATO 90° CON PUNTA CURVA	L040901	2	4	0	2		8
174	DIVARICATORE DESMARRES 16 CM CON VALVA 8 MM	L03140105	1	8	0	1		10
175	DIVARICATORE LANGENBECK 21 CM 40 x 15 MM	L03140105	1	4	0	1		6
176	DIVARICATORE LANGENBECK 22 CM 50 X 11 MM CON MANICO FENESTRATO	L03140105	2	6	0	2		10
177	DIVARICATORE LANGENBECK 22 CM 50 X 11 MM CON MANICO NON FENESTRATO	L03140105	1	6	0	1		8
178	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 23 MM	L03140105	2	4	0	2		8
179	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 4 MM	L03140105	1	2	0	1		4
180	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 6 MM	L03140105	1	2	0	1		4
181	DIVARICATORE MIDDELDORPF 27 CM CON MANICO FENESTRATO E VALVA FENESTRATA 52 X 50 MM	L03140105	2	4	0	2		8
182	DIVARICATORE MIDDELDORPF 28 CM CON MANICO FENESTRATO E VALVA FENESTRATA 52 X 70 MM	L03140105	2	4	0	2		8
183	DIVARICATORE OLLIER A QUATTRO REBBI 23 CM 39 X 60 MM	L03140105	2	6	0	2		10
184	DIVARICATORE OLLIER A TRE REBBI 24,5 CM 37 X 30 MM	L03140105	1	6	0	1		8
185	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA 6,3 MM E LUNGHEZZA ALMENO 42 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L03140105	1	2	0	1		4

186	RETRATTORE DOPPIO MINI-ROUX 8 X 6 MM	L03140105	1	4	0	1		6
187	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 25 /175 X 25 CM 25	L031401	1	4	0	1		6
188	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 35 CM 25	L031401	1	4	0	1		6
189	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 50 CM 25	L031401	1	4	0	1		6
190	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 7,1 MM LUNGHEZZA ALMENO 78 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L0999	1	2	0	1		4
191	RIGA GRADUATA IN 50 CM	V030299	1	2	0	1		4
192	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116 X 50 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	4	0	1		6
193	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	4	0	1		6
194	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	4	0	1		6
195	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167 X 75 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	4	0	1		6
196	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM	L03140105	1	4	0	1		6
197	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM	L03140105	1	4	0	1		6
198	SERIE DIVARICATORE MATHIEU 20 CM	L03140105	2	4	0	2		8
199	SERRAPENE STRAUSS 11 CM	L0606030101	4	2	0	4		10
200	SERRATUBI HOFFMANN	L031307	1	2	0	1		4
201	SONDA A FOGLIA DI MIRTO DIAMETRO 2,0 MM 20 CM	L031101	1	2	0	1		4
202	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330 X 40 MM	L031402	1	2	0	1		4
203	SPATOLA-DILATATORE ROBB 24 CM CON SPATOLA DA 3 MM E DILATATORE DA 1,5 MM	L0315	1	2	0	1		4
204	SPATOLA-DILATATORE ROBB 24 CM CON SPATOLA DA 4 MM E DILATATORE DA 2,0 MM	L0315	1	2	0	1		4
205	SPECILLO BOTTONUTO DIAMETRO 1,5 MM 25 CM	L0311	6	6	0	6		18
206	SPECOLO VAGINALE SIMS 70 X 30 MM E 80 X 35 MM	L059001	1	2	0	1		4
207	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO	V0402	1	6	4	1		12

208	SPILLA MAYO CON PALLINA 14 CM		1	8	0	1		10
209	STRUMENTO DA RECUPERO LUNGO ALMENO 25 CM CON PUNTA MAGNETICA	L0399	1	2	0	1		4
210	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 1,5 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1	2	0	1		4
211	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 2 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1	2	0	1		4
212	PORTAGHI MICROVASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	6	0	1		8
213	MISURATORE DI PROFONDITA'	L05090501	1	4	0	1		6
214	SERIE DI 7 DILATATORI, DA 8 A 14 MM CON PASSI DA 1 MM	L05090201	1	6	0	1		8
215	SERIE DI TRE SPECOLI KILLIAN, FIG. 2,3,4	L149004	1	2	0	1		4
216	PINZA CON MORSO FENESTRATO	L031399	1	2	0	1		4
	E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative per marchio CE e Numero di Repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e alla corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.							
	Deve essere presentata una scheda tecnica con una tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce, marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono							

	essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.							
	Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.							
	Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica.							
	Potranno essere richiesti alle ditte concorrenti dei chiarimenti e ulteriore documentazione per il riscontro delle caratteristiche richieste, da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Inoltre sulla base di quanto offerto potrà essere richiesta una campionatura di alcune voci, che dovrà corrispondere ai prodotti offerti (stessa marca e codice dei prodotti offerti corrispondenti), da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.							
	Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.							

Lotto 4	PER SENOLOGIA:							
			Agrigento	Sciacca	Licata	Canicattì	Territorio	Totale complessivo
Numero progressivo voce del set	Descrizione	CND	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
	N. 1 SET COMPOSTO DA:							
1	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	3	4	0	3		10
2	FORBICE LEXER RETTA 16 CM	L010403	1	2	0	1		4
3	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM	L010403	1	2	0	1		4
4	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM	L010403	1	2	0	1		4
5	FORBICE MAYO CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	2	0	1		4
6	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	4	0	1		6
7	FORBICE MAYO RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	4	0	1		6
8	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	4	0	1		6
9	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	6	0	1		8
10	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
11	FORBICE MAYO-NOBLE CURVA 16,5 CM	L0104	1	4	0	1		6
12	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
13	FORBICE METZENBAUM CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
14	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	3	6	0	1		10
15	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
16	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON	L010403	1	6	0	1		8

	RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO							
17	FORBICE SIMS CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1	6	0	1		8
18	FORBICE TOENNIS-ADSON CURVA 14,5 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
19	FORBICE METZENBAUM RETTA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	5	2	5	5	10	27
20	FORBICE METZENBAUM RETTA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	5	4	5	5	10	29
21	FORBICE METZENBAUM RETTA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	5	6	5	5	10	31
22	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	3	4	0	3		10
23	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	3	4	0	3		10
24	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA A "S" 20,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	1	6	0	1		8
25	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	6	0	1		8
26	FORBICE METZENBAUM-FINO RETTA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	5	6	4	5		20
27	FORBICE METZENBAUM-LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	4	1		10
28	FORBICE BIPOLARE FINE CON CONNETTORE POSTO SU UN SOLO ANELLO PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 21 CM	L180201	1	4	0	1		6

29	FORBICE CURVA GORNEY FREEMAN SUPERCUT CM. 17	L010403	1	2	0	1		4
30	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
31	FORBICE GORNEY RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
32	FORBICE KELLY CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	4	0	1		6
33	FORBICE KELLY RETTA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	5	4	0	5		14
34	FORBICE LEXER CURVA 10 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	4	0	1		6
35	MANICO PER BISTURI 15,5 CM CON TESTA INCLINABILE 90 GRADI IN DUE DIREZIONI E IMPUGNATURA A SEZIONE TONDA PER LAME TIPO FIG. 11	L010103	1	6	0	1		8
36	CANNULA PER LIPOSUZIONE TIPO LL 2 MM 15 CM	A06010103	1	2	0	1		4
37	CANNULA PER LIPOSUZIONE TIPO LL 3 MM 15 CM	A06010103	1	2	0	1		4
38	CANNULA PER LIPOSUZIONE TIPO LL 3 MM 20 CM	A06010103	1	2	0	1		4
39	DIVARICATORE 16,5 CM A DUE REBBI SMUSSI	L03140105	10	6	0	10		26
40	DIVARICATORE 16,5 CM A TRE REBBI SMUSSI	L03140105	10	6	0	10		26
41	DIVARICATORE AUTOSTATICO ALM 7 CM A 4 X 4 REBBI ACUTI APERTURA 55 MM	L03140101	4	6	0	4		14
42	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA 6,3 MM E LUNGHEZZA ALMENO 42 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L03140105	1	2	0	1		4
43	RETRATTORE CORTO CON ATTACCO PER FIBRA OTTTICA E CON TUBO DI ASPIRAZIONE	L03140199	2	2	0	2		6
44	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 25 /175 X 25 CM 25	L031401	1	2	0	1		4
45	RETRATTORE LUNGO CON ATTACCO PER FIBRA OTTTICA E CON TUBO DI ASPIRAZIONE	L03140199	2	2	0	2		6
46	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM	L03140105	1	2	0	1		4

47	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM	L03140105	1	4	0	1		6
48	SERIE DIVARICATORI PARKER 14 CM COMPOSTA DA UN DIVARICATORE 19 X 15 MM + 19 X 15 MM E UN DIVARICATORE 22 X 15 MM + 22 X 15 MM	L03140105	5	4	0	5		14
49	DIVARICATORE AUTOSTATICO COLLIN 20 CM CON DUE VALVE 38 X 60 MM APERTURA 100 MM E UNA VALVA CENTRALE 38 X 55 MM	L040901	1	2	0	1		4
50	DIVARICATORE DESMARRES 16 CM CON VALVA 12 MM	L03140105	10	2	0	10		22
51	DIVARICATORE FLESSIBILE A MOLLA 15,5 CM A DUE REBBI ACUTI	L03140105	10	2	0	10		22
52	DIVARICATORE FLESSIBILE A MOLLA 15,5 CM A TRE REBBI ACUTI	L03140105	10	2	0	10		22
53	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 7,1 MM LUNGHEZZA ALMENO 78 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L0999	1	2	0	1		4
54	DIVARICATORE ISRAEL 24,5 CM A CINQUE REBBI 45 X 50 MM	L03140105	2	4	0	2		8
55	DIVARICATORE KOCHER 23 CM 61 X 20 MM CON MANICO FENESTRATO	L03140105	2	6	0	2		10
56	DIVARICATORE LANGENBECK-MINI 16 CM CON VALVA 21 X 8 MM	L03140105	10	6	0	10		26
57	DIVARICATORE LANGENBECK-MINI 16 CM CON VALVA LARGA 6 MM E LUNGA NON OLTRE 15 MM	L03140105	1	2	0	1		4
58	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 4 MM	L03140105	1	2	0	1		4
59	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 6 MM	L03140105	1	2	0	1		4
60	DIVARICATORE MIKULICZ 25 CM 90 X 35 MM	L040901	2	4	0	2		8
61	DIVARICATORE VOLKMANN 22,5 CM A SEI REBBI SEMI ACUTI CON MANICO FENESTRATO	L03140105	2	4	0	2		8
62	MARCATORE PER AREOLA 25 MM	V0302	1	1	0	1		3

63	MARCATORE PER AREOLA 30 MM	V0302	1	1	0	1		3
64	MARCATORE PER AREOLA 34 MM	V0302	1	1	0	1		3
65	MARCATORE PER AREOLA 36 MM	V0302	1	1	0	1		3
66	MARCATORE PER AREOLA 38 MM	V0302	1	1	0	1		3
67	MARCATORE PER AREOLA 40 MM	V0302	1	1	0	1		3
68	MARCATORE PER AREOLA 42 MM	V0302	1	1	0	1		3
69	MARCATORE PER AREOLA 45 MM	V0302	1	1	0	1		3
70	MARCATORE PER AREOLA 50 MM	V0302	1	1	0	1		3
71	PINZA AD "S" OVERHOLT-MARTIN 18,5 CM FIG. 1	L031310	5	6	0	1		12
72	PINZA ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
73	PINZA ADSON 12 CM CON DENTI 1 X 2 CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO DELICATA	L031310	3	4	0	3		10
74	PINZA ALLIS 15,5 CM CON 4 X 5 DENTI	L0408020301	5	6	0	5		16
75	PINZA ALLIS 20 CM CON 5 X 6 DENTI	L0408020301	5	6	0	5		16
76	PINZA ALLIS-ATRAUMA 15,5 CM	L0408020301	5	6	0	5		16
77	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM	L0313	4	4	15	4	30	57
78	PINZA ANATOMICA MINI-ADSON 12 CM	L0313	1	2	4	1	20	28
79	PINZA ANATOMICA STANDARD 16 CM	L0313	1	10	6	1	20	38
80	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	L0313	1	10	3	1	20	35
81	PINZA ANATOMICA STANDARD 23 CM	L0313	1	10	4	1	20	36
82	PINZA ATRAUMA 25 CM AD ANELLI	L0313	5	4	6	5	10	30
83	PINZA BABCOCK 15,5 CM	L0408020301	3	6	0	3		12
84	PINZA BABCOCK 17,5 CM	L0408020301	3	6	0	3		12
85	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM CON DENTI	L031306	15	10	0	15		40
86	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	1	6	0	1		8
87	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM CON DENTI	L031306	15	6	2	15		38
88	PINZA BROWN 15 CM RETTA	L031310	1	2	10	1		14
89	PINZA CHIRURGICA STANDARD 16 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	10	0	1		12

90	PINZA CHIRURGICA STANDARD 18 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	12	0	1		14
91	PINZA CHIRURGICA STANDARD 23 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	12	0	1		14
92	PINZA CHIRURGICA STANDARD 25 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	4	0	1		6
93	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 4 MM	L031310	1	2	0	1		4
94	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 8 MM	L031310	1	2	0	1		4
95	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM	L0313	1	6	0	1		8
96	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM CON DENTI	L031306	1	6	0	1		8
97	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM SENZA DENTI	L031306	1	6	0	1		8
98	PINZA DURANTE 14,5 CM	L031310	4	6	0	4		14
99	PINZA DUVAL 20,5 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0408020301	5	4	0	5		14
100	PINZA FISSATELI BERNHARD 16,5 CM	L031305	10	10	0	10		30
101	PINZA FISSATELI MODELLO DELICATO 11 CM	L031305	15	10	0	10		35
102	PINZA FLETCHER (JAVERTS) CURVA AD "S" 24 CM	L031303	1	2	0	1		4
103	PINZA GEMINI 13 CM	L031310	5	2	0	5		12
104	PINZA GEMINI 16 CM	L031310	1	2	0	1		4
105	PINZA GEMINI 18 CM	L031310	5	2	0	5		12
106	PINZA GERALD 18 CM CON PRESA ATRAUMATICA DA 1,2 MM CON PERNO GUIDA	L0313	1	2	0	1		4
107	PINZA GREEN 16,5 CM CON PORTA-TUBO	L031307	1	2	0	1		4
108	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	1	4	0	1		6
109	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 18 CM	L031306	1	4	0	1		6
110	PINZA HALSTED- MOSQUITO RETTA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1	4	0	1		6
111	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3	L031310	1	2	0	1		4
112	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2	L031310	1	2	0	1		4

113	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 3X4	L031310	1	2	0	1		4
114	PINZA JONES CON PORTA TUBO 8,5 CM	L031307	1	2	0	1		4
115	PINZA KANTROWITZ 16 CM	L031306	1	2	0	1		4
116	PINZA KANTROWITZ 18 CM	L031306	1	2	0	1		4
117	PINZA KELLY-RANKIN CURVA 16 CM	L031306	15	6	0	10		31
118	PINZA KELLY-RANKIN RETTA 16 CM	L031306	15	6	0	10		31
119	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 14 CM	L031306	1	4	0	1		6
120	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	6	0	1		8
121	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	6	0	1		8
122	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1	6	0	1		8
123	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	8	0	1		10
124	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 18,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
125	PINZA KOCHER-NIPPON 14,5 CM RETTA	L031306	15	4	0	10		29
126	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	L031306	1	8	0	1		10
127	PINZA KOCHER-NIPPON 18,5 CM RETTA	L031306	15	2	0	10		27
128	PINZA MIKRO-ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
129	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	L0313	1	2	0	1		4
130	PINZA MINI-ADSON RETTA 12 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
131	PINZA MIXTER 16 CM	L031310	5	2	0	5		12
132	PINZA MIXTER-BABY 13,5 CM CURVA LEGGERA	L031306	15	10	0	10		35
133	PINZA MIXTER-BABY 18,5 CM	L031310	5	2	0	5		12
134	PINZA MIXTER-PAUL 20 CM	L031306	1	2	0	1		4
135	PINZA PASSAFILI GEMINI- MIXER CM 18 CURVA	L031310	1	4	0	1		6
136	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	10	0	1		12
137	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18,5 CM	L031306	1	6	0	1		8
138	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 14,5 CM	L031306	15	5	0	10		30
139	PINZA PEAN-NIPPON 14 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4

140	PINZA PEAN-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
141	PINZA PEAN-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
142	PINZA PEERS-BERTRAM MODIF. 14,5 CM PER FISSARE TELI E TUBI	L031305	15	4	0	10		29
143	PINZA PER TAMPONI FOERSTER RETTA A MORSO ZIGRINATO 20,5 CM	L031303	5	4	0	5		14
144	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	2	0	1		4
145	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	2	0	1		4
146	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1	2	0	1		4
147	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1	2	0	1		4
148	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1	2	0	1		4
149	PINZA RUSS. MODELL 15 CM	L031310	2	2	0	2		6
150	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	6	1		4
151	PORTAGHI DE BAKEY 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	8	2	10	8		28
152	PORTAGHI DERF 12 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	8	2	10	8		28
153	PORTAGHI HALSEY 13 CM CON MORSO LISCIO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	8	2	0	8		18
154	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 18,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	10	1		14
155	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	2	1		6
156	PORTAGHI MARTINI 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	2	1		6
157	PORTAGHI MARTINI 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	4	1		8
158	PORTAGHI MARTINI 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	4	1		8
159	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	4	1		8
160	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI	L0205	8	2	6	8		24

	TUNGSTENO							
161	PORTAGHI MICROVASCULAR 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	2	1		6
162	PORTAGHI SAROT 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	4	1		8
163	PORTAGHI WEBSTER 12 CM CON MORSO LISCIO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	8	2	6	1		17
164	RACCORDO 7,5 CM CON 2 ATTACCHI LUER LOCK PER COLLEGARE 2 SIRINGHE LUER LOCK	A0701	1	2	0	1		4
165	RIGA GRADUATA IN 50 CM	V030299	1	2	0	1		4
166	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, RETTA CON PUNTE ANGOLATE PUNTE DA MENO DI 0,7 MM	L180401	1	2	0	1		4
167	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 1 MM	L180401	1	2	0	1		4
168	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1	2	0	1		4
169	CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTO BIPOLARE LUNGHEZZA 5 METRI CON UNA SPINA PIATTA A DUE PIN E UNA SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE	K02010203	2	2	0	2		6
170	STRUMENTO DA RECUPERO CON PUNTA MAGNETICA	L0399	1	2	4	1		8
171	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116 X 50 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	2	0	1	10	14

172	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	5	2	0	5		12
173	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	5	2	0	5		12
174	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167 X 75 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	1	2	0	1		4
175	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO	V0402	1	2	0	1		4
176	SERRATUBI HOFFMANN	L031307	1	2	0	1		4
177	SONDA A FOGLIA DI MIRTO DIAMETRO 2,0 MM 20 CM	L031101	1	2	0	1		4
178	SONDA SCANALATA 14,5 CM	L031101	1	2	0	1		4
179	SPECILLO BOTTONUTO DIAMETRO 1 MM 16 CM	L0311	1	5	0	1		7
180	SPECILLO BOTTONUTO DIAMETRO 1,5 MM 16 CM	L0311	1	5	0	1		7
181	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI		1	2	0	1		4
182	SPILLA MAYO CON PALLINA 14 CM		1	2	0	1		4
	E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative per marchio CE e Numero di Repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e alla corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.					1		1
	Deve essere presentata una scheda tecnica con una tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce,							

	marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.							
	Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.							
	Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisce, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica.							
	Potranno essere richiesti alle ditte concorrenti dei chiarimenti e ulteriore documentazione per il riscontro delle caratteristiche richieste, da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Inoltre sulla base di quanto offerto potrà essere richiesta una campionatura di alcune voci, che dovrà corrispondere ai prodotti offerti (stessa marca e codice dei prodotti offerti corrispondenti), da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.							
	Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.							

Lotto 5	PER ORL:							
			Agrigento	Sciacca	Licata	Canicatti	Territorio	Totale complessivo
Numero progressivo voce del set	Descrizione	CND	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
	N. 1 SET COMPOSTO DA:							
1	COLTELLO AURICOLARE PLESTER 15 CM	L0102	2	2	0	2		6
2	COLTELLO AURICOLARE ROSEN 15 CM 2,0 MM	L0102	2	2	0	2		6
3	COLTELLO AURICOLARE ROSEN 15 CM 2,6 MM	L0102	2	2	0	2		6
4	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 0	L0102	1	2	0	1		4
5	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 1	L0102	1	2	0	1		4
6	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 2	L0102	1	2	0	1		4
7	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 3	L0102	1	2	0	1		4
8	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 4	L0102	1	2	0	1		4
9	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BECKMANN 22 CM 13 MM CON ASTA RETTA	L0102	2	2	0	1		5
10	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BECKMANN 22 CM 15 MM CON ASTA RETTA	L0102	2	2	0	1		5
11	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEAE BECKMANN 22 CM 17 MM CON ASTA RETTA	L0102	2	2	0	2		6
12	CONFEZIONE DA 100 ANSE CHIUSE DI FILO 0,3 MM DA 40 MM	L149008	3	2	0			5
13	CURETTA AURICOLARE LANGENBECK DA 13 CM SMUSSO		2	2	0	2		6
14	CURETTA HOUSE DOPPIA 14,5 CM DA 1,5 E 1,8 MM	L149001	3	2	0	2		7

15	DISSETTORE E RETRATTORE HURD 22,5 CM 14 MM E 10,5 MM	L0102	2	2	0	2		6
16	DIVARICATORE AUTOSTATICO SCALP- CONTOUR 13,5 CM 3 X 4 REBBI SMUSSI APERTURA 55 MM	L03140101	2	2	0	2		6
17	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER 11 CM 2 X 3 REBBI SMUSSI APERTURA 40 MM	L03140101	2	2	0	2		6
18	DIVARICATORE COTTLE 14 CM A SELLA	L140203	2	2	0	2		6
19	DIVARICATORE COTTLE 16 CM	L140203	2	2	0	2		6
20	DIVARICATORE COTTLE- NEIVERT 19,5 CM	L140203	2	2	0	2		6
21	DIVARICATORE DESMARRES 16 CM CON VALVA 8 MM	L03140105	1	2	0	2		5
22	DIVARICATORE KLAPP 17,5 CM 13 X 6 MM A 2 DENTI	L03140105	2	2	0	2		6
23	DIVARICATORE NASALE AUFRICT 19,5 CM	L140203	1	2	0	1		4
24	DIVARICATORE NASALE AUFRICT DOPPIO 12 cm	L140203	1	2	0	1		4
25	DIVARICATORE TRACHEALE JACKSON 18 CM CON DUE REBBI E VALVA CURVA	L140499	1	2	0	1		4
26	ELEVATORE DOPPIO COTTLE 23 CM CON UNA ESTREMITA' 3,3 MM E L'ALTRA 3,7 MM	L149002	2	2	0	2		6
27	ELEVATORE DOPPIO MASING 19,5 CM CON UNA ESTREMITA' 3 MM E L'ALTRA 2 MM	L149002	2	2	0	2		6
28	AGO AURICOLARE 15,5 CM CON ASTA INCLINATA E PUNTA DA 0,6 MM ANGOLATA 90° VERSO IL BASSO	L14050199	2	2	0	2		6
29	AGO AURICOLARE 15,5 CM CON ASTA INCLINATA E PUNTA DA 0,6 MM ANGOLATA 90° VERSO L'ALTO	L140599	2	2	0	2		6
30	AGO AURICOLARE BARBARA 15,5 CM CON ASTA ANGOLATA E PUNTA CURVA	L14050199	2	2	0	2		6
31	AGO AURICOLARE BARBARA 15,5 CM CON ASTA ANGOLATA E PUNTA RETTA	L14050199	2	2	0	2		6
32	ANSA AURICOLARE BILLEAU 16,5 CM GRANDEZZA MEDIA	L140599	2	2	0	2		6
33	APRIBOCCA DENHART 13 CM	L150202	1	2	0	1		4

34	CANNULA GUILLEN 19 CM A BAIONETTA	L149099	2	2	0	2		6
38	CANNULA PER LAVAGGIO EICKEN-KILLIAN 14 CM 3 MM A CURVA STRETTA	L149099	2	2	0	2		6
39	FORBICE 16 CM CON LAME ANGOLATE AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	2	0	1		4
40	FORBICE CAPLAN 20 CM CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI E LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1	2	0	1		4
41	FORBICE COTTLE ANGOLATA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1	2	0	1		4
42	FORBICE CURVA 11,5 CM A PUNTE ACUTE	L01040503	2	2	0	2		6
43	FORBICE FOMON ANGOLATA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1	2	0	1		4
44	FORBICE GORNEY 21,5 CM CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI E LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1	2	0	1		4
45	FORBICE GORNEY CURVA 19,5 CM CON LAME DENTELLATE	L010403	1	2	0	1		4
46	FORBICE GREGORY 14,5 CM CURVA CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	2	2	0	2		6
47	FORBICE LEXER CURVA 10 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
48	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
49	FORBICE LEXER RETTA 16 CM	L010403	1	2	0	1		4
50	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM	L010403	1	2	0	1		4
51	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM CON UNA LAMA DENTELLATA	L010403	1	2	0	1		4
52	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM	L010403	1	2	0	1		4
53	FORBICE MAYO CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	2	0	1		4
54	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	2	0	1		4
55	FORBICE MAYO RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	2	0	1		4
56	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1	2	0	1		4
57	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME	L0104	1	2	0	1		4

	AL CARBURO DI TUNGSTENO							
58	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	2	2	0	2		6
59	FORBICE MAYO-NOBLE CURVA 16,5 CM	L0104	1	2	0	1		4
60	FORBICE METZENBAUM 18 CM CURVA CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA	L010403	2	2	0	2		6
61	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM A PUNTE SMUSSE CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA	L010403	1	2	0	1		4
62	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
63	FORBICE METZENBAUM CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
64	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
65	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
66	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
67	FORBICE TOENNIS-ADSON CURVA 14,5 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
68	FORBICE METZENBAUM RETTA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
69	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO A PUNTE	L010403	2	2	0	2		6

	ACUTE							
70	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
71	FORBICE METZENBAUM-LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1	2	0	1		4
72	FORBICE METZENBAUM-NELSON RETTA 18 CM A PUNTE ACUTE	L010403	1	2	0	1		4
73	FORBICE MILLESI 16 CM A LAME RETTE CON IMPUGNATURA ALLEGGERITA DA FORI E APERTURA A MOLLA	L1002	2	2	0	2		6
74	FORBICE NEUMANN 12,5 CM	L010499	1	2	0	1		4
75	FORBICE PER SETTO CAPLAN 20 CM ANGOLATA CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI	L01040601	2	2	0	2		6
76	FORBICE PRINCE 16,5 CM	L010403	1	2	0	1		4
77	FORBICE STEVENS CURVA 11 CM A PUNTE ACUTE	L010403	1	2	0	1		4
78	FORBICE YASARGIL 16,5 CM A LAME 15 MM RETTE CON IMPUGNATURA A BAIONETTA ALLEGGERITA DA FORI E APERTURA A MOLLA	L1002	2	2	0	2		6
79	FORBICE PER DISSEZIONE CURVE SUPERCUT CM. 17 GORNEY FREEMAN	L010403	1	2	0	1		4
80	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 1	L140204	1	2	0	1		4
81	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 2	L140204	1	2	0	1		4
82	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 3	L140204	1	2	0	1		4
83	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 4	L140204	1	2	0	1		4
84	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 5	L140204	1	2	0	1		4
85	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 6	L140204	1	2	0	1		4
86	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 7	L140204	1	2	0	1		4
87	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 8	L140204	1	2	0	1		4
88	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L140204	1	2	0	1		4

	FIG. 9							
89	INSERTO RASPA AL CARBURO DI TUNGSTENO FIG. 10	L140204	1	2	0	1		4
90	MANICO 14 CM PER UN INSERTO RASPA	L140204	1	2	0	1		4
91	MANICO 15 CM PER DUE INSERTI RASPA	L140204	1	2	0	1		4
92	CHIAVE PER MANICO RASPA	L140204	1	2	0	1		4
93	MANICO PER BISTURI 15,5 CM CON TESTA INCLINABILE 90 GRADI IN DUE DIREZIONI E IMPUGNATURA A SEZIONE TONDA PER LAME TIPO FIG. 11	L010103	1	2	0	1		4
94	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME DA ALMENO 4,0 MM ANGOLATE A DESTRA	L140502	2	2	2	1		7
95	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME DA ALMENO 4,0 MM ANGOLATE IN ALTO	L140502	2	2	2	1		7
96	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME DA ALMENO 4,0 MM ANGOLATE A SINISTRA	L140502	2	2	0	1		5
97	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME RETTE DA ALMENO 4,0 MM	L140502	2	2	0	1		5
98	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO A CUCCHIAIO LARGO 0,9 MM E LUNGO ALMENO 1,0 MM ANGOLATO A DESTRA	L140502	2	2	0	1		5
99	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV),	L140502	2	2	0	1		5

	MORSO A CUCCHIAIO LARGO 0,9 MM E LUNGO ALMENO 1,0 MM ANGOLATO A SINISTRA							
100	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO A CUCCHIAIO LARGO 0,9 MM E LUNGO ALMENO 1,0 MM ANGOLATO IN ALTO	L140502	2	2	0	1		5
101	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO 4,0 X 0,8 MM ZIGRINATO ANGOLATO A DESTRA	L140502	2	2	0	1		5
102	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO 4,0 X 0,8 MM ZIGRINATO ANGOLATO A SINISTRA	L140502	2	2	0	2		6
103	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO 4,0 X 0,8 MM ZIGRINATO E RETTO	L140502	2	2	0	2		6
104	MICROPINZA AURICOLARE RETTA CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO A CUCCHIAIO LARGO 0,9 MM E LUNGO ALMENO 1,0 MM	L140502	2	2	0	2		6
105	MICROPINZA (HOUSE-)DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO TAGLIENTE A DESTRA CON APERTURA ALMENO 1,3 MM	L140502	2	2	0	2		6
106	MICROPINZA (HOUSE-)DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO TAGLIENTE A	L140502	2	2	0	2		6

	SINISTRA CON APERTURA ALMENO 1,3 MM							
107	MICROPINZA (HOUSE-)DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO TAGLIENTE IN ALTO CON APERTURA ALMENO 1,3 MM	L140502	2	2	0	2		6
108	MICROPINZA (HOUSE-)DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), MORSO TAGLIENTE IN BASSO CON APERTURA ALMENO 1,3 MM	L140502	2	2	0	2		6
109	PINZA 12 CM A PUNTA CURVA DENTI 9X9	L031310	1	2	0	2		5
110	PINZA 12 CM A PUNTA RETTA DENTI 9X9	L031310	1	2	0	2		5
111	PINZA AD OLIVA 12,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
112	PINZA ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
113	PINZA ADSON 12 CM DENTI 2 X 3	L031310	1	2	0	1		4
114	PINZA ADSON-BROWN 12 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L031310	2	2	0	2		6
115	PINZA ALLIS-ATRAUMA 20 CM	L0408020301	4	2	0	2		8
116	PINZA ANATOMICA 15,5 CM CON PUNTA DA 0,6 MM	L0313	1	2	0	1		4
117	PINZA ANATOMICA 15,5 CM CON PUNTA DA 0,8 MM	L0313	1	2	0	1		4
118	PINZA ANATOMICA 15,5 CM CON PUNTA DA 1,0 MM	L0313	1	2	0	1		4
119	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM	L0313	1	2	0	1		4
120	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0313	2	2	0	2		6
121	PINZA ANATOMICA CUSHING RETTA 17,5 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0313	2	2	5	2		11
122	PINZA ANATOMICA DI MEDIA LARGHEZZA 16 CM	L0313	2	2	5	2		11
123	PINZA ANATOMICA MINI- ADSON 12 CM	L0313	1	2	4	1		8
124	PINZA ANATOMICA STANDARD 16 CM	L0313	1	2	10	1		14
125	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	L0313	1	2	20	1		24

126	PINZA ATRAUMA COOLEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	2	2	4	2		10
127	PINZA AURICOLARE GRUENWALD 14,5 CM	L140502	4	2	0	2	15	23
128	PINZA AURICOLARE HARTMANN CON ASTA DA 85 MM E MORSO ZIGRINATO	L140502	1	2	0	2	15	20
129	PINZA AURICOLARE HARTMANN-WULLSTEIN CON ASTA DA 85 MM E MORSO TONDO	L140502	1	2	0	2	15	20
130	PINZA BROWN 15 CM RETTA	L031310	1	2	4	1	15	23
131	PINZA CHIRURGICA STANDARD 16 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	8	1		12
132	PINZA CHIRURGICA STANDARD 18 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	8	1		12
133	PINZA CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 4 MM	L031310	1	2	0	1		4
134	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM	L0313	1	2	0	1		4
135	PINZA DE BAKEY 16 CM ATRAUMA CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO E PUNTE LARGHE 2,0 MM	L0313	2	2	0	2		6
136	PINZA DUVAL 18 CM A PRESA STRETTA	L0408020301	4	2	0	2		8
137	PINZA FLETCHER (JAVERTS) CURVA AD "S" 24 CM	L031303	1	2	0	1		4
138	PINZA GEMINI 16 CM	L031310	1	2	0	1		4
139	PINZA GERALD 18 CM CON PERNO GUIDA E MORSO DI PRESA LARGO 1,2 MM CON DENTELLATURA ATRAUMATICA	L0313	1	2	0	1		4
140	PINZA GILLIES 15,5 CM CON DENTI 1 X 2 CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO E CON PERNO GUIDA	L031310	2	2	0	2		6
141	PINZA GREEN 16,5 CM CON PORTA-TUBO	L031307	1	2	0	1		4
142	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	1	2	0	1		4
143	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 18 CM	L031306	1	2	0	1		4
144	PINZA HALSTED- MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 20,5 CM	L031306	1	2	0	1		4

145	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 18,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
146	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 21 CM	L031306	1	2	4	1		4
147	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3	L031310	1	2	0	1		4
148	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2	L031310	1	2	0	1		4
149	PINZA KANTROWITZ 16 CM	L031306	1	2	0	1		4
150	PINZA KANTROWITZ 18 CM	L031306	1	2	0	1		4
151	PINZA KELLY A CURVA LEGGERA 19 CM	L031310	2	2	0	1		5
152	PINZA KELLY-RANKIN CURVA 16 CM	L031306	1	2	0	1		4
153	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1	2	0	1	5	9
154	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	2	0	1	5	9
155	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	2	4	1	10	18
156	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 18,5 CM	L031306	1	2	4	1	10	18
157	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 20,5 CM	L031306	1	2	0	1	10	14
158	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 22,5 CM	L031306	1	2	0	1	2	6
159	PINZA KOCHER-NIPPON 14,5 CM RETTA	L031306	1	2	0	1		4
160	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	L031306	1	2	0	1		4
161	PINZA KOCHER-NIPPON 18,5 CM RETTA	L031306	1	2	0	1		4
162	PINZA MIKRO-ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
163	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	L0313	1	2	0	1		4
164	PINZA MINI-ADSON RETTA 12 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1	2	0	1		4
165	PINZA MINI-GEMINI 18 CM	L031310	1	2	0	1		4
166	PINZA MIXTER-BABY 13 CM CURVA FORTE	L031306	1	2	0	1		4
167	PINZA MIXTER-BABY 13,5 CM CURVA LEGGERA	L031306	3	2	0	2		7
168	PINZA NASALE ASCH 22,5 CM	L140202	1	2	0	1		4
169	PINZA NASALE COTTLE-WALSHAM 23 CM RETTA	L140202	1	2	0	1		4

170	PINZA NASALE TAGLIENTE CON TAGLIO RETROGRADO CON ASTA 10 CM E MORSO TAGLIENTE A DESTRA 2,5 MM	L0999	2	2	0	2		6
171	PINZA NASALE TAGLIENTE CON TAGLIO RETROGRADO CON ASTA 10 CM E MORSO TAGLIENTE A SINISTRA 2,5 MM	L0999	2	2	0	2		6
172	PINZA NASALE TAGLIENTE CON TAGLIO RETROGRADO CON ASTA 10 CM E MORSO TAGLIENTE IN ALTO 2,5 MM	L0999	2	2	0	2		6
173	PINZA NASALE TAGLIENTE MIDDLETON- JANSEN 20,5 CM AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA	L140202	2	2	0	2		6
174	PINZA NASALE TAGLIENTE STRUYCKEN CON ASTA 12 CM E MORSO 1 MM	L140202	3	2	0	2		7
175	PINZA OEHLER 16 CM CON DENTI 1 X 2 CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L031310	2	2	0	2		6
176	PINZA OVERHOLT-FINO CURVA 21,5 CM	L031310	4	2	0	2		8
177	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 16,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
178	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	L031306	1	2	0	1		4
179	PINZA PEAN AD OLIVA 13,5 CM CON PUNTA ANGOLATA	L031306	1	2	0	1		4
180	PINZA PEAN-NIPPON 14 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
181	PINZA PEAN-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
182	PINZA PEAN-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	1	2	0	1		4
183	PINZA PER COLUMELLA COTTLE FENESTRATA CON VITE 11 CM	L140202	2	2	0	2		6
184	PINZA PER TONSILLE BLOHMKE 20 CM	L14010201	3	2	0	2		7
185	PINZA PER TONSILLE SCHNIDT POCO CURVA 19 CM	L14010201	4	2	0	2		8
186	PINZA PER TONSILLE SCHNIDT POCO CURVA 19 CM CON UN ANELLO APERTO	L14010201	2	2	0	2		6
187	PINZA PER TONSILLE WHITE 18 CM CON UN ANELLO APERTO	L14010201	3	2	0	2		7
188	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON	L0313	1	2	0	1		4

	PUNTA DA 1,5 MM							
189	PINZA RUSS. MODELL 15 CM	L031310	2	2	0	2		6
190	PINZA SCHMEDEN MORSO 8 MM	L140202	1	2	0	1		4
191	PINZA TAGLIENTE FERRIS-SMITH-KERRISON CON ASTA 18 CM E MORSO 3 MM 90° VERSO IL BASSO	L0999	2	2	0	2		6
192	PINZA TAGLIENTE FERRIS-SMITH-KERRISON CON ASTA 18 CM E MORSO 3 MM 90° VERSO L'ALTO	L0999	2	2	0	2		6
193	PINZA TAGLIENTE KERRISON CON ASTA 9 CM E MORSO 3 X 3 MM 90°	L0999	1	2	0	1		4
194	PORTAGHI 18 CM CON IMPUGNATURA TONDA APERTURA A MOLLA CON FERMO E MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO RETTO	L0205	1	2	0	1		4
195	PORTAGHI 18 CM CON IMPUGNATURA TONDA APERTURA A MOLLA CON FERMO E MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO RETTO ADATTO ANCHE PER SUTURA 8/0	L0205	1	2	0	1		4
196	PORTAGHI BABY-OLSEN-HEGAR 12 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
197	PORTAGHI CARROLL 16 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
198	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
199	PORTAGHI DE BAKEY 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
200	PORTAGHI HEGAR-BAUMGARTNER 13 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
201	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	6	1		4
202	PORTAGHI HEGAR-VASCULAR 18,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
203	PORTAGHI KILNER 14 CM CON MORSO IN CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
204	PORTAGHI MARTINI 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	6	1		4
205	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO	L0205	1	2	0	1		4

	AL CARBURO DI TUNGSTENO							
206	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
207	PORTAGHI MICROVASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
208	PORTAGHI MICROVASCULAR 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
209	PORTAGHI SAROT 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	0	1		4
210	PORTAGHI WEBSTER 13 CM CON MORSO LISCIO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1	2	4	1		8
211	RASPATORE AURICOLARE ROSEN A PUNTA CURVA 15 CM	L9099	2	2	0	2		6
212	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA 6,3 MM E LUNGHEZZA ALMENO 42 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L03140105	1	2	0	1		4
213	RETRATTORE AD "U" A BAIONETTA 23 CM	L03140104	1	2	0	1		4
214	RETRATTORE MALLEABILE 21 CM NERO CON UNA ESTREMITA' 11,5 MM	L1102	1	2	0	1		4
215	SCALPELLO A CROCE COTTLE 18,5 CM DA 2 MM	L090401	2	2	0	2		6
216	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM	L03140105	2	2	0	2		6
217	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM	L03140105	2	2	0	2		6
218	SERRATUBI HOFFMANN	L031307	1	2	0	1		4
219	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 4 MM	L149004	2	2	0	2	15	21
220	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 5 MM	L149004	2	2	0	2	15	21
221	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 6 MM	L149004	2	2	0	2	15	21
222	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 7,5 MM	L149004	2	2	0	2	15	21
223	SPECOLO AURICOLARE FARRIOR 10,2 MM	L149004	1	2	0	1		4
224	SPECOLO AURICOLARE FARRIOR 6,2 MM	L149004	1	2	0	1		4
225	SPECOLO AURICOLARE FARRIOR 7,2 MM	L149004	1	2	0	1		4

226	SPECOLO AURICOLARE FARRIOR 8,2 MM	L149004	1	2	0	1		4
227	SPECOLO AURICOLARE FARRIOR 9,2 MM	L149004	1	2	0	1		4
228	TUBO 9 CM DIAMETRO 2,5 MM CON FORI LATERALI PER SET D'ASPIRAZIONE COUPLAND	A06010103	1	2	0	1		4
229	TUBO 9 CM DIAMETRO 3,5 MM CON FORI LATERALI PER SET D'ASPIRAZIONE COUPLAND	A06010103	1	2	0	1		4
230	MANICO 17 CM PER SET D'ASPIRAZIONE COUPLAND	A06010103	1	2	0	1		4
231	TUBO D'ASPIRAZIONE FERGUSSON 18 CM 1,5 MM LUNGHEZZA UTILE 110 MM	A06010103	2	2	0	2		6
232	TUBO D'ASPIRAZIONE BABY-YANKAUER 21 CM	A06010103	3	2	0	2		7
233	TUBO D'ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM 2,7 MM LUNGHEZZA UTILE 130 MM	A06010103	1	2	0	1		4
234	TUBO D'ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM 3,3 MM LUNGHEZZA UTILE 130 MM	A06010103	2	2	0	2		6
235	TUBO D'ASPIRAZIONE NUBOER 21 CM SEZIONE OVALE DA 6 MM	A06010103	1	2	0	1		4
236	TUBO D'ASPIRAZIONE NUBOER 21 CM SEZIONE ROTONDA DA 6 MM	A06010103	1	2	0	1		4
237	UNCINO AURICOLARE 15 CM FISCH CON DOPPIA CURVA E PUNTA A DESTRA	L14050199	2	2	0	2		6
238	UNCINO AURICOLARE 15 CM FISCH CON DOPPIA CURVA E PUNTA A SINISTRA	L14050199	2	2	0	2		6
239	UNCINO AURICOLARE BOTTONUTO LUCAE 14 CM A PUNTA CORTA	L03140104	2	2	0	2	6	12
240	UNCINO AURICOLARE BOTTONUTO LUCAE 14 CM A PUNTA MEDIA	L03140104	2	2	1		10	15
241	VASSOIO RETICOLATO IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO; DIMENSIONI 270 x 170 MM	V0402	1	5	0	1		7
242	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167 X 75 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4	6	0	2		12
243	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE,	L180401	1	2	0	1		4

	LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 2 MM							
244	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 17 CM, PUNTE DA 1 MM	L180401	1	2	0	1		4
245	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 1 MM	L180401	1	2	0	1		4
246	SPILLA MAYO CON PALLINA 14 CM		1	4	0	1		6
247	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI		1	2	0	1	10	14
248	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116 X 50 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	10	10	0	5	6	31
249	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	10	10	0	5		25
250	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	5	10	0	5		20
251	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO	V0402	1	10	0	1	6	18
	E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque percento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative per marchio CE e Numero di Repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e alla corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche							

	dopo molti utilizzi.							
	Deve essere presentata una scheda tecnica con una tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce, marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.							
	Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.							
	Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica.							
	Potranno essere richiesti alle ditte concorrenti dei chiarimenti e ulteriore documentazione per il riscontro delle caratteristiche richieste, da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Inoltre sulla base di quanto offerto potrà essere richiesta una campionatura di alcune voci, che dovrà corrispondere ai prodotti offerti (stessa marca e codice dei prodotti offerti corrispondenti), da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.							
	Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta							

	risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.							
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Lotto 6	PER CARDIOLOGIA GENERALE:						
			Agrigento	Sciacca	Licata	Canicatti	Totale complessivo
Numero progressivo voce del set	Descrizione	CND	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
	N. 1 SET DI STRUMENTARIO COSI' COMPOSTO:					3	3
1	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
2	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1			3	4
3	FORBICE LEXER RETTA 16 CM	L010403	1			3	4
4	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM	L010403	1				1
5	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM	L010403	1				1
6	FORBICE MAYO CURVA 14,5 CM	L0104	8			3	11
7	FORBICE MAYO CURVA 15 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1				1
8	FORBICE MAYO CURVA 17 CM	L0104	8				8
9	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1			3	4
10	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1				1
11	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0104	1				1
12	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
13	FORBICE MAYO-NOBLE CURVA 16,5 CM	L0104	8			3	11
14	FORBICE METZENBAUM 23 CM CURVA CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA	L010403	1				1
15	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM A PUNTE SMUSSE CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA	L010403	1				1
16	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
17	FORBICE METZENBAUM CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
18	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	8				8

19	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
20	FORBICE 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO ANGOLATE A PUNTE ACUTE	L0104	1			3	4
21	FORBICE COTTLE ANGOLATA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1				1
22	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	2				2
23	FORBICE CURVA HOHENFELLNER 21 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	2				2
24	FORBICE FOMON ANGOLATA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01040601	1				1
25	FORBICE LEXER CURVA 10 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
26	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1			1	2
27	FORBICE METZENBAUM CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1			1	2
28	FORBICE METZENBAUM CURVA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
29	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	4				4
30	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1			1	2
31	FORBICE METZENBAUM CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
32	FORBICE METZENBAUM CURVA 26 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	4			1	5
33	FORBICE METZENBAUM CURVA 26 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
34	FORBICE METZENBAUM RETTA 20,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1			1	2
35	FORBICE METZENBAUM RETTA 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
36	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	8				8
37	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA A "S" 20,5 CM A PUNTE SMUSSE	L010403	1				1

38	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURODI TUNGSTENO	L010403	1				1
39	FORBICE METZENBAUM-LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
40	FORBICE METZENBAUM-THOREK 20 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
41	FORBICE METZENBAUM-THOREK 23 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L010403	1				1
42	FORBICE SIMS CURVA 20 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1				1
43	FORBICE TIPO SIMS CURVA 23 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE ALMENO 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO	L01041199	1				1
44	PINZA KANTROWITZ 20 CM	L031306	1			3	4
45	PINZA 12 CM A PUNTA CURVA DENTI 9X9	L031310	1			3	4
46	PINZA 12 CM A PUNTA RETTA DENTI 9X9	L031310	1			3	4
47	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI		1			3	4
48	PINZA AD OLIVA 12,5 CM	L031306	1				1
49	PINZA ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1			3	4
50	PINZA ADSON 12 CM DENTI 2 X 3	L031310	1			3	4
51	PINZA ADSON-BROWN 12 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO	L031310	1			3	4
52	PINZA ALLIS-ATRAUMA 15,5 CM	L0408020301	4				4
53	PINZA ALLIS-ATRAUMA 20 CM	L0408020301	4			2	6
54	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM	L0313	8			3	11
55	PINZA ANATOMICA DI MEDIA LARGHEZZA 16 CM	L0313	1			3	4
56	PINZA ANATOMICA DI MEDIA LARGHEZZA 23 CM	L0313	8				8
57	PINZA ANATOMICA MINI-ADSON 12 CM	L0313	1			3	4
58	PINZA ANATOMICA STANDARD 14,5 CM	L0313	8				8
59	PINZA ANATOMICA STANDARD 16 CM	L0313	1			3	4
60	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	L0313	8				8
61	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	L0313	1			3	4
62	PINZA ANATOMICA STANDARD 23 CM	L0313	1				1
63	PINZA ANGOLATA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1				1
64	PINZA ATRAUMA INTESTINALE DOYEN-BABY 18 CM CURVA	L0408020301	1			3	4
65	PINZA ATRAUMA INTESTINALE DOYEN-BABY 21 CM CURVA	L0408020301	1				1
66	PINZA ATRAUMA PER RETTO HAYES 27 CM	L0408020305	1				1
67	PINZA ATRAUMA PER RETTO HAYES 28 CM	L0408020305	1				1

68	PINZA ATRAUMA PER RETTO RESANO 28 CM	L0408020305	1				1
69	PINZA ATRAUMA PER RETTO VEIDENHEIMER 25 CM	L0408020305	1				1
70	PINZA BABCOCK-ATRAUMA 16 CM	L0408020301	4				4
71	PINZA BABCOCK-ATRAUMA 21 CM	L0408020301	4				4
72	PINZA BACKHAUS 11 CM	L031305	8				8
73	PINZA BACKHAUS 13 CM	L031305	8			3	11
74	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1			3	4
75	PINZA BENGOLEA CURVA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	8			3	11
76	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM CON DENTI	L031306	1				1
77	PINZA BENGOLEA CURVA 26 CM SENZA DENTI	L031306	8				8
78	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM CON DENTI	L031306	1				1
79	PINZA BENGOLEA RETTA 21,5 CM SENZA DENTI	L031306	1				1
80	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM CON DENTI	L031306	1				1
81	PINZA BENGOLEA RETTA 26 CM SENZA DENTI	L031306	1				1
82	PINZA BOYS-ALLIS 15,5 CM CON 5 X 6 DENTI	L0408020301	1				1
83	PINZA BROWN 15 CM RETTA	L031310	1			3	4
84	PINZA CHIRURGICA STANDARD 14,5 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	8				8
85	PINZA CHIRURGICA STANDARD 16 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1			3	4
86	PINZA CHIRURGICA STANDARD 18 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	8				8
87	PINZA CHIRURGICA STANDARD 20,5 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1			3	4
88	PINZA CHIRURGICA STANDARD 23 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1				1
89	PINZA CRAFOORD 24 CM A CURVATURA MEDIA CON MORSO A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1			1	2
90	PINZA CRILE CURVA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1			3	4
91	PINZA CRILE RETTA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1				1
92	PINZA CURVA HARTMANN 10 CM	L031306	1			3	4
93	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM	L0313	1				1
94	PINZA DI DUVAL 14 CM	L031310	1			1	2
95	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM CON DENTI	L031306	1			1	2
96	PINZA DIXON-LOVELACE RETTA 16 CM SENZA DENTI	L031306	1			1	2
97	PINZA DURANTE 25 CM	L031310	1			1	2
98	PINZA DUVAL 20,5 CM A PRESA LARGA	L0408020301	1			1	2

99	PINZA DUVAL 20,5 CM A PRESA STRETTA	L0408020301	1			1	2
100	PINZA FLETCHER (JAVERTS) CURVA AD "S" 24 CM	L031303	2			2	2
101	PINZA GEMINI 16 CM	L031310	4			3	7
102	PINZA GEMINI 18 CM	L031310	4			3	7
103	PINZA GEMINI 21 CM	L031310	4			3	7
104	PINZA GERALD 18 CM CONDENTELLATURA DI PRESA ATRAUMATICA E CON PERNO GUIDA	L0313	1			3	4
105	PINZA GLASSMAN CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 4 MM	L031310	1			1	2
106	PINZA GLASSMAN CON PRESA ATRAUMATICA A "T" LARGA 8 MM	L031310	1			1	2
107	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1				1
108	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1			3	4
109	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	1				1
110	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 14 CM	L031306	1			3	4
111	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 18 CM	L031306	1			3	4
112	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 20,5 CM	L031306	1			3	4
113	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI 12,5 CM	L031306	1				1
114	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI 14,5 CM	L031306	1				1
115	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 12,5 CM	L031306	1				1
116	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 14,5 CM	L031306	1				1
117	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3	L031310	1				1
118	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2	L031310	1			3	4
119	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 3X4	L031310	1				1
120	PINZA INTESTINALE KOCHER 22 CM CURVA	L0408020301	2				2
121	PINZA KANTROWITZ 16 CM	L031306	1			3	4
122	PINZA KANTROWITZ 18 CM	L031306	1			3	4
123	PINZA KANTROWITZ 24 CM	L031306	1				1
124	PINZA KELLY CURVA 14 CM	L031306	8				8
125	PINZA KELLY RETTA 14,5 CM	L031306	1			3	4
126	PINZA KELLY-RANKIN CURVA 16 CM	L031306	1			3	4
127	PINZA KELLY-RANKIN RETTA 16 CM	L031306	1				1
128	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 14 CM	L031306	1			2	3
129	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 16,5 CM	L031306	1			1	2
130	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 18,5 CM	L031306	1			2	3
131	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 20 CM	L031306	1			1	2
132	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 22,5 CM	L031306	1			1	2
133	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 24 CM	L031306	1				1
134	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 26 CM	L031306	1				1

135	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1				1
136	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 14,5 CM	L031306	1				1
137	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 18,5 CM	L031306	1				1
138	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 20,5 CM	L031306	1			1	2
139	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 22,5 CM	L031306	1				1
140	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 24 CM	L031306	1			1	2
141	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 26 CM	L031306	1			1	2
142	PINZA KOCHER-NIPPON 14 CM CURVA	L031306	8			1	9
143	PINZA KOCHER-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	8			3	11
144	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	L031306	1				1
145	PINZA KOCHER-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	8			3	11
146	PINZA KOCHER-NIPPON 18,5 CM RETTA	L031306	1			1	2
147	PINZA LONG DENTATA 18,5 CM CON MORSO A STRIATURE LONGITUDINALI	L0509030201	1			1	2
148	PINZA MIKRO-ADSON 12 CM A MORSI LISCI CON DENTI 1 X 2	L031310	1			2	3
149	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	L0313	1				1
150	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA CON DENTI 10 CM	L031306	1				1
151	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA CON DENTI 12 CM	L031306	1				1
152	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 10 CM	L031306	8				8
153	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI 12 CM	L031306	8			3	11
154	PINZA MIKRO-MOSQUITO RETTA CON DENTI 10 CM	L031306	1				1
155	PINZA MIKRO-MOSQUITO RETTA CON DENTI 12 CM	L031306	1				1
156	PINZA MIKRO-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI 10 CM	L031306	1				1
157	PINZA MINI-ADSON RETTA 12 CM CON DENTI 1 X 2	L031310	1			1	2
158	PINZA MIXTER 22,5 CM CON MORSI A STRIATURA LONGITUDINALE	L031306	1			3	4
159	PINZA MIXTER 23 CM	L031310	1			1	2
160	PINZA MIXTER-BABY 13 CM CURVA FORTE	L031306	1			1	2
161	PINZA MIXTER-PAUL 20 CM	L031306	1			1	2
162	PINZA O'SHAUGNESSY 18,5 CM	L031310	1			3	4
163	PINZA O'SHAUGNESSY 20 CM	L031310	1			1	2
164	PINZA O'SHAUGNESSY 23 CM	L031310	1			1	2
165	PINZA PASSAFILI GEMINI-MIXER CM 18 CURVA	L031310	1				1
166	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 14 CM	L031306	1				1
167	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 16,5 CM	L031306	1			1	2
168	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18,5 CM	L031306	1			1	2
169	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 20,5 CM	L031306	1				1

170	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 22 CM	L031306	1				1
171	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 24 CM	L031306	1				1
172	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 14,5 CM	L031306	1				1
173	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	L031306	1				1
174	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 18,5 CM	L031306	1				1
175	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 20,5 CM	L031306	1				1
176	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 22,5 CM	L031306	1				1
177	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 24 CM	L031306	1				1
178	PINZA PEAN AD OLIVA 13,5 CM CON PUNTA ANGOLATA	L031306	1			1	2
179	PINZA PEAN MODELLO FINE 14 CM CURVA	L031306	8			1	9
180	PINZA PEAN MODELLO FINE 16,5 CM CURVA	L031306	8			1	9
181	PINZA PEAN-NIPPON 16 CM CURVA	L031306	1			1	2
182	PINZA PEAN-NIPPON 18 CM CURVA	L031306	8			1	9
183	PINZA PEET 12 CM	L03130403	1				1
184	PINZA PER TAMPONI FOERSTER RETTA A MORSO ZIGRINATO 18 CM	L031303	4			1	5
185	PINZA PER TAMPONI FOERSTER RETTA A MORSO ZIGRINATO 20,5 CM	L031303	4				4
186	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1				1
187	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1				1
188	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 1,5 MM	L0313	1				1
189	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1				1
190	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1				1
191	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA DA 3,5 MM	L0313	1				1
192	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 25 CM CON PUNTA DA 2,0 MM	L0313	1				1
193	PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY 25 CM CON PUNTA DA 2,7 MM	L0313	1				1
194	PINZA RETTA HARTMANN 10 CM	L031306	1			1	2
195	PINZA WIKSTROEM 24,5 CM	L031306	1			1	2
196	PINZAZ HALSTED CURVA 24 CM	L031306	1				1
197	PORTAGHI BABY-OLSEN-HEGAR 12 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
198	PORTAGHI CARROLL 16 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
199	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
200	PORTAGHI CRILE-WOOD 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
201	PORTAGHI DE BAKEY 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
202	PORTAGHI DE BAKEY 20,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2

203	PORTAGHI DE BAKEY 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
204	PORTAGHI HEANEY 20,5 CM CONMORSO CURVO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			2	3
205	PORTAGHI HEGAR-BAUMGARTNER 13CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4			1	5
206	PORTAGHI MARTINI 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
207	PORTAGHI MARTINI 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
208	PORTAGHI MARTINI 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
209	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4			1	5
210	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4			1	5
211	PORTAGHI MAYO-HEGAR 20 CM CONMORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4			1	5
212	PORTAGHI MAYO-HEGAR 24 CM CONMORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	4			1	5
213	PORTAGHI MAYO-HEGAR 26,5 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
214	PORTAGHI MICROVASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
215	PORTAGHI MICROVASCULAR 17,5 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
216	PORTAGHI MICROVASCULAR 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
217	PORTAGHI MICROVASCULAR 23 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
218	PORTAGHI MICROVASCULAR 26 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
219	PORTAGHI SAROT 18 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
220	PORTAGHI SAROT 20 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO	L0205	1			1	2
221	PORTAGHI WEBSTER 13 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO PER AGHI DA 4-0 A 6-0	L0205	1			1	2
222	PORTAGHI WEBSTER 13 CM CON MORSO LISCIO AL CARBURO DI TUNGSTENO PER AGHI DA 6-0 A 12-0	L0205	1			1	2
223	AGO BOTTONUTO 2 X 45 MM	A0190	1				1
224	AGO BOTTONUTO MOCK	A0190	1				1
225	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A	V0402	1			3	4

	POMOLO						
226	TUBO D'ASPIRAZIONE BABY-YANKAUER 21 CM	A06010103	1			1	2
227	CANNULA BOTTONUTA 1,5 X 80 MM	A0190	1				1
228	CANNULA VOLLMAR 6 CM CURVA DIAMETRO 2,5 MM	A06010103	1				1
229	SET D'ASPIRAZIONE YANKAUER COMPOSTO DA MANICO, TRE TUBI 10 CM, UN TUBO 13,5 CM CON PUNTA CON FORI LATERALI, UN RACCORDO PERTUBO	A06010103	4			1	5
230	STRUMENTO DA RECUPERO LUNGO ALMENO 25 CM CON PUNTAMAGNETICA	L0399	1			1	2
231	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 1,5 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1			1	2
232	UNCINO TIRAFILO 26 CM DIAMETRO 2 MM CON ANELLO PER DITO	L0399	1				1
233	DILATATORE PER ANO ROSCHKE LUNGHEZZAOPERATIVA 70 MM	L040902	1				1
234	DIVARICATORE 33 CM 170 X 65 MM CON PORTALUCE A FIBRA OTTICA CONADATTATORE PER CAVO	L031401	1			1	2
235	DIVARICATORE AUTOSTATICO BALFOUR 20 CM CON VALVE LATERALIFENESTRATE APERTURA 180 MM E VALVA CENTRALE 100 X 60 MM	L040901	2			1	3
236	DIVARICATORE AUTOSTATICO TIPO BALFOUR CON DUE COPPIE DI VALVE FENESTRATE INTERCAMBIABILI E VALVA CENTRALE	L03140101	1			1	2
237	BRACCIO PER MONTARE QUARTA VALVA SU DIVARICATORE BALFOUR	L031401	1				1
238	VALVA 183 X 51 MM PER DIVARICATORE BALFOUR	L031401	1				1
239	DIVARICATORE AUTOSTATICO CON APERTURA ALMENO 170 MM CON UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM FISSA ED UNA VALVA A DOPPIA FINESTRA 60 X 60 MM SCORREVOLE SU BARRA	L03140101	1				1
240	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER 13,5 CM 3 X 4 REBBISMUSSI APERTURA 43 MM	L03140101	2			1	3
241	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER 16 CM 3 X 4 REBBISMUSSI APERTURA 83 MM	L03140101	2			1	3
242	DIVARICATORE FRITSCH 23,5 CM CON MANICO FENESTRATO E VALVA 35 X 31 MM	L040901	1			1	2
243	DIVARICATORE LANGENBECK 21 CM 40 x 15 MM	L03140105	1				1
244	DIVARICATORE LANGENBECK-GREEN 16 CM 6 X 16 MM CON MANICO NON	L03140105	4				4

	FENESTRATO						
245	DIVARICATORE LANGENBECK-GREEN 16 CM 6 X 25 MM CON MANICO NON FENESTRATO	L03140105	4			1	5
246	DIVARICATORE LANGENBECK-MINI 16 CM CON VALVA LARGA 6 MM E LUNGA NON OLTRE 15 MM	L03140105	1			1	2
247	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM	L03140105	1				1
248	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM	L03140105	1			1	2
249	SERIE DIVARICATORE MATHIEU 20 CM	L03140105	4				4
250	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 4 MM	L03140105	1				1
251	DIVARICATORE MALLEABILE GIL-VERNET 24 CM CON VALVA DA 6 MM	L03140105	1			1	2
252	DIVARICATORE OLLIER A TRE REBBI 24,5 CM 37 X 30 MM	L03140105	1			1	2
253	DIVARICATORE RICHARDSON-EASTMANN 27,5 CM 43 X 38 MM + 63 X 44 MM	L03140105	8				8
254	DIVARICATORE ST. MARKS A PUNTA DRITTA	L040999	4				4
255	RETRATTORE KOERTE 100 X 45 MM	L031401	1				1
256	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA 6,3 MM E LUNGHEZZA ALMENO 42 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L03140105	1				1
257	RETRATTORE 22 CM CON VALVA DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 7,1 MMLUNGHEZZA ALMENO 78 MM CON PUNTA PIEGATA VERSO IL BASSO, CON IMPUGNATURA FENESTRATA	L0999	1				1
258	RETRATTORE AD "U" A BAIONETTA 23 CM	L03140104	1				1
259	RETRATTORE DOPPIO MINI-ROUX 8 X 6 MM	L03140105	1				1
260	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 25 /175 X 25 CM 25	L031401	1				1
261	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 35 CM 25	L031401	1				1
262	RETRATTORE DOPPIO MM 125 X 50 /175 X 50 CM 25	L031401	1				1
263	RIGA GRADUATA IN 50 CM	V030299	1				1
264	PINZA BIPOLARE ANTIADERENTE CON PERNO GUIDA, RETTA, CON CONNETTORE PER USO CON CAVO DOTATO DI SPINA CON INTERNO FEMMINA A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA TOTALE 20 CM, PUNTE DA 2 MM	L180401	1				1
265	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4			1	5
266	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4			1	5

267	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167 X 75 MM DIAMETRO X ALTEZZA	V0402	4			1	5
268	SERRATUBI HOFFMANN	L031307	1				1
269	SONDA LOCKHART-MUMMERY 16,5 CM A CURVA FORTE	L031101	1				1
270	SONDA PER FISTOLA PRATT CM 21,5	L031101	1				1
271	SPECULO RETTALE BRINKERHOFF DIAMETRO DA 15 A 25 MM	L040902	1				1
272	SPECULO RETTALE BRINKERHOFF DIAMETRO DA 19 A 31 MM	L040902	1				1
273	SPILLA MAYO CON PALLINA 14 CM		1				1
	E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative per marchio CE e Numero di Repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e alla corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.						
	Deve essere presentata una scheda tecnica con una tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo						

	del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce, marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.					
	Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.					
	Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica.					
	Potranno essere richiesti alle ditte concorrenti dei chiarimenti e ulteriore documentazione per il riscontro delle caratteristiche richieste, da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Inoltre sulla base di quanto offerto potrà essere richiesta una campionatura di alcune voci, che dovrà corrispondere ai prodotti offerti (stessa marca e codice dei prodotti offerti corrispondenti), da presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.					
	Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.					

