

<div>AII. C)</div> <div>MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</div>					
LOTTO	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE	DESTINAZIONE D'USO	CND	PREZZO DI MERCATO	%....
1	Filtri terminali dei punti acqua con doccetta presenti in camera bianca, aventi le seguenti caratteristiche: Strato prefiltrante in Polipropilene con gradiente di densità ad "effetto imbuto" da 0,5 µm a 0,1 µm, 1 membrana asimmetrica ad alta capacità in PES da 0,2 µm, 1 membrana asimmetrica in PES da 0,1 µm; strati di supporto, drenaggio e corpo in Polipropilene, superficie di filtrazione non inferiore a 547 cm2, portata di filtrazione 6 litri/minuto a 3 bar. Dimensioni: alt. 89 mm, diam. 76 mm, diam. doccetta 54 mm. peso non inferiore a 100 grammi. Ogni filtro dovrà essere sterilizzato mediante irradiazione di raggi gamma ed imbustato singolarmente per garantirne la sterilità fino al suo posizionamento; dovrà essere fornito di etichetta incollata sullo stesso per provarne l'irradiazione e dotato di certificato di conformità per ciascun lotto di filtri. La doccetta terminale dovrà essere dotata di protezione ad "anello" per proteggerlo da accidentale contatto con le mani. Doppia etichetta, di cui una staccabile ed una applicata sul filtro per la tracciabilità.in confezioni da 10 pz sterili singolarmente imbustati.	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	S9099	%
2	SOLUZIONE acida rivitalizzante per superfici e strumenti in acciaio inossidabile a base di acido fosforico, conforme alla direttiva 93/42/CEE su i DM e SS MM II: dispositivo di classe I. Flc 4lt.	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	V07	%