

GARA PER DISPOSITIVI HIZENTRA									
LOTTO	SUBLOTTO	DISPOSITIVI	descrizione prodotto	NOTE	fabbisogno annuale Licata	fabbisogno annuale Canicatti	fabbisogno annuale Agrigento	fabbisogno annuale Sciacca	fabbisogno annuale Ribera
1	1A	pompa per infusione CRONO 50	da dispositivo manuale per facilitare l'aspirazione dei farmaci tramite siringhe crono reservoir da 50 ml, Dispositivo elettropneumatico per facilitare l'aspirazione dei farmaci mediante siringhe crono (SERIE 3) e (SERIE 4)	compatibile per la somministrazione del farmaco Hizentra. verranno ordinate indifferentemente, in base alle esigenze della prescrizione al paziente, sia le pompe CRONO Serie 3 e SERIE 4	3	2	8	3	
	1B	pompa per infusione CRONO 100	Pompa infusionale CRONO 100 corredata da dispositivo manuale per facilitare l'aspirazione dei farmaci tramite siringhe crono reservoir da 100 ml, Dispositivo elettropneumatico per facilitare l'aspirazione dei farmaci mediante siringhe crono (SERIE 3) e (SERIE 4)	compatibile per la somministrazione del farmaco Hizentra. verranno ordinate indifferentemente, in base alle esigenze della prescrizione al paziente, sia le pompe CRONO Serie 3 e SERIE 4	4	4	6	4	
2		siringhe 50 ml CRN 50 con ago 14g-28mm	Siringa dedicata CRN da 50ml Reservoir + Ago 14G 28mm	compatibile per la somministrazione del farmaco Hizentra.	1000	1.000	2000	1000	
3		siringhe 100 ml CRN 100	Siringa dedicata CRN da 100ml Reservoir,STERILE, PER POMPA INFUSIONALE CRONO, MONOUSO, con asta dotata di filettatura per la connessione al pistone, p-stop per impedire l'estarzione del pistone, tappino con connettore Luer-lock femmina	compatibile per la somministrazione del farmaco Hizentra.	1000	1.000	2000	1000	
4		siringhe 20 ml CRN 20	Siringa dedicata CRN da 20ml	compatibile per la somministrazione del farmaco Hizentra.	1000	1.000	2000	1000	
5		set infusionale SINGOLO ago verticale 06mm, 08 mm e 10 mm tubo 60cm, G24 EMED o NERIA	set infusionale NERIA (1via) ago verticale a 90° singolo G24, da 6 mm 8mm e 10 mm Tubo 60cm. Sterile	per la somministrazione "manual push" o "frequent push" per una maggiore flessibilità per la terapia personalizzata.Verrà ordinata la misura in base alle esigenze della prescrizione del paziente	720	720	2000	720	

