



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento
Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA
Viale della Vittoria 321 Agrigento
Tel. /Fax 0922 407473
e mail dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it

Prot. n° 0141529 del 10.09.2025

Al Responsabile Settore Provveditorato
ASP Agrigento

Oggetto: Trasmissione Capitolato Tecnico relativo all'acquisto di reattivi e prodotti da consumo
"Cromatografo Ionico Dionex"

Si trasmette, in allegato alla presente, capitolato tecnico relativo all'acquisto di Reattivi e Prodotti da Consumo vari per il nuovo Cromatografo Ionico Dionex , acquistato con fondi PNC , presso la ditta Thermo Scientific .

Trattasi di Lotto Unico in somministrazione ,per anni due.

Il Direttore ff. l. S. P.
Dr.ssa Carmela Terrazzino



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA***Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**Sede legale: Viale della Vittoria, 92100 Agrigento**Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848***LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA***Viale della Vittoria 321 Agrigento**Tel. /Fax 0922 407474**Email: dp.laboratoriosanitapubblica@aspaq.it***LOTTO UNICO**

Reattivi e prodotti da consumo vari compatibili con Cromatografo Ionico Dionex Inuvion e Autocampionatore Dionex AS-AP Thermo Scientific. Lotto unico in somministrazione ,per due anni

PRODOTTI	QUANTITA'
Soppressore anionico rigenerato elettroliticamente (2mm) per eluente carbonato/bicarbonato, con portata massima dell'eluente: 0,75 ml/min. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Soppressore cationico rigenerato dinamicamente (4mm) per eluente acido metansolfonico, con portata massima dell'eluente: 3 ml/min. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Colonna analitica a scambio anionico (determinazione anioni : F, NO ₂ , NO ₃ , SO ₄ , Cl...)per eluente carbonato/bicarbonato, lunghezza 250 mm, diametro 2 mm, particle size 6 mm, capacità 80 µeq. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Colonna di guardia (precolonna) anionica con lunghezza 50mm, diametro 2 mm, capacità 1.5 µeq, compatibile con colonna a scambio anionico con diametro 2 mm con eluente carbonato/bicarbonato	4
Colonna analitica a scambio cationico (determinazione cationi : Na, Ca, Mg, NH ₄ ...)per eluente acido metansolfonico, lunghezza 250 mm, diametro 3 mm, particle size 5.5 mm, capacità 3000 µeq. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Colonna di guardia (precolonna) cationica con lunghezza 50mm, diametro 3 mm, capacità 600 µeq, compatibile con colonna a scambio cationico con diametro 3 mm con eluente acido metansolfonico	4
Soluzione eluente per anioni, composta da 0.45 M di Sodio Carbonato e 0.08 M di Sodio Bicarbonato	8 flaconi da 200/250 ml
Vials in Polystyrene da 10 mL compresi di tappi e setti divisi, compatibili con Autocampionatore Dionex AS-AP	100 confezioni da 100 pezzi
Acido Metansolfonico ≥ 99.0%	4 bottiglie da 500 ml

