

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA****Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale: Viale della Vittoria, 92100 Agrigento

Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848

**LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA**

Viale della Vittoria 321 Agrigento

Tel. /Fax 0922 407474

Email: [dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it](mailto:dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it)**LOTTO UNICO**

Reattivi e prodotti da consumo vari compatibili con Cromatografo Ionico Dionex Inuvion e Autocampionatore Dionex AS-AP Thermo Scientific. Lotto unico in somministrazione ,per due anni

PRODOTTI	QUANTITA'
Soppressore anionico rigenerato elettroliticamente (2mm) per eluente carbonato/bicarbonato, con portata massima dell'eluente: 0,75 ml/min. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Soppressore cationico rigenerato dinamicamente (4mm) per eluente acido metansolfonico, con portata massima dell'eluente: 3 ml/min. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Colonna analitica a scambio anionico (determinazione anioni : F, NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub> , SO <sub>4</sub> , Cl...) per eluente carbonato/bicarbonato, lunghezza 250 mm, diametro 2 mm, particle size 6 mm, capacità 80 μeq. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Colonna di guardia (precolonna) anionica con lunghezza 50mm, diametro 2 mm, capacità 1.5 μeq, compatibile con colonna a scambio anionico con diametro 2 mm con eluente carbonato/bicarbonato	4
Colonna analitica a scambio cationico (determinazione cationi : Na, Ca, Mg, NH <sub>4</sub> ...) per eluente acido metansolfonico, lunghezza 250 mm, diametro 3 mm, particle size 5.5 mm, capacità 3000 μeq. Compatibile con cromatografo ionico Dionex Inuvion IC System	2
Colonna di guardia (precolonna) cationica con lunghezza 50mm, diametro 3 mm, capacità 600 μeq, compatibile con colonna a scambio cationico con diametro 3 mm con eluente acido metansolfonico	4
Soluzione eluente per anioni, composta da 0.45 M di Sodio Carbonato e 0.08 M di Sodio Bicarbonato	8 flaconi da 200/250 ml
Vials in Polystyrene da 10 mL compresi di tappi e setti divisi, compatibili con Autocampionatore Dionex AS-AP	100 confezioni da 100 pezzi
Acido Metansolfonico ≥ 99.0%	4 bottiglie da 500 ml

