

Capitolato tecnico per pompe elastomeriche

Descrizione	Codice CND	Fabbisogni annuali (Pz.)
<p>Sistema elastomerico infusione continua, sistema totalmente chiuso latex free e DEHP free, non manomettabile, corpo unico, trasparente per consentire ispezionabilità durante il funzionamento. La via di riempimento del serbatoio e la via di somministrazione del farmaco devono essere separati. Il caricamento deve avvenire dal lato luer lock e la via di riempimento deve comprendere una valvola unidirezionale antireflusso, che impedisce il prelievo del farmaco una volta caricato il sistema. Tubo antiingocchiamento di almeno 90 cm con il distale comprensivo di tappo antispiandimento. Presenza di un clamp scorrevole di sicurezza. Deve essere fotoschermato e sterile.</p>		
Lotto 1		
<p>Capacità 100 ml 0,5 ml/h-1ml/h-2ml/h-2.5ml/h-3ml/h-4ml/h-5ml/h-10ml/h-100ml/h- 200ml/h</p>	A05010101	5.000
Lotto 2		
<p>Capacità da 270 ml a 300 ml 1ml/h-1.5ml/h-2ml/h-3ml/h- 4ml/h-5ml/h-7ml/h-8ml/h-10ml/h-12ml/h 300ml/</p>	A05010101	1.600